



## **KLESSIDRA 3.0**

90 ml



KOODI	PAKKAUS
05-01V125PK	8 esitätettyä astiaa, joissa on 90 ml neutraalia puskuroitua formaliinia (10 %)



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite  
IVD, **luokka A**, asetus (EU) 2017/746

UDI-DI: 08034120276924  
Basic UDI: 080341202W01030705AJ



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.



Kertakäyttöinen tuote

## TEKNISET OMINAISUUDET

Koodi	Pakkaus	Tilavuus	Täyttötilavuus	Astian mitat (cm)	Kotelon mitat (cm)
05-01V125PK	8 esitäytettyä astiaa + 8 tyhjää astiaa +	190 ml 190 ml	90 ml formaliniina	Ø 6,8 x h 6,5 Ø 6,8 x h 6,5	30 x 35 x 9,5

## TUOTETIEDOT

Klessidra on suljettu järjestelmä, joka ehkäisee käyttäjän ja formaldehydin välisen kosketuksen **EU:n asetuksen 605/2014 mukaisesti**. Se soveltuu ihanteellisesti pienten histologisten näytteiden kiinnitykseen ja kuljetukseen.

Tuote sisältää kaksi neutraalinväristä PP-purkkia:

- yksi tyhjä purkki näytettä varten
- toinen purkki sisältää käyttövalmista formaliniina.

Nämä kaksi purkkia on yhdistetty erityisellä sinisellä kaksoiskierrekorkilla, joka on valmistettu PE:stä.

Formaliini pääsee virtaamaan näiden kahden purkin välillä, koska korkissa on kaksi aukkoa. Aukot kohdistetaan kääntämällä korkin kahta osaa.


Tiiviys varmistetaan kahdella silikonipallolla, jotka peittävät aukot. Tuote noudattaa standardin **UNI EN 14254:2004** vaatimuksia. Tuotteessa on mekanismi, joka estää formaliniinin takaisinvirtauksen aiempaan purkkiin. Näin voidaan estää kiinnitysongelmat ja biopsioiden menetys.

**90 ml:n Klessidra 3.0 -tuotetta voidaan käyttää yhdessä Vabb Brevera Hologic -järjestelmän suodattimen kanssa.**

Lateksiton.

## KÄYTTÖOHJEET

- 1) Aseta näyte tyhjiin purkkiin (B) biokasetin kanssa tai ilman kasettia.
- 2) Yhdistä purkit (liuos A yläpuolella) tasaisella alustalla. Kohdista tasaista painetta ylhäältä päin (punainen nuoli), jotta purkit asettuvat kohdilleen.
- 3) Kierrä esitäytetty formaliniinipurkki (A) tasaisella alustalla kiinni purkkiin (B), joka sisältää näytteen.
- 4) Kierrä kumpikin korkki auki-asentoon (nuoli O-kirjaimen kohdalla) ja kallista niin, että formaliniini virtaa alempaan purkkiin.
- 5) Kierrä kumpikin korkki takaisin suljettu-asentoon (nuoli C-kirjaimen kohdalla).



## Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Käyttötarkoitus	Tuote sytologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten. Turvallinen kiinnitys ja kuljetus 10 %:n neutraalilla puskuroidulla formaliniilla (vastaa vesipitoista liuosta, jossa on 4 % formaldehydiä).		
	Toimintaperiaate	Formaldehydi ja kudoksen makromolekyylien funktionaaliset ryhmät (proteiinit ja nukleiinihapot) vaikuttavat toisiinsa seuraavasti: - Veden formaldehydimolekyylillä saa aikaan seuraavan tasapainotilan: $\text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_2(\text{OH})_2$ . Muodostuu metyleeniglykolia. - Metyleeniglykoli reagoi ensisijaisesti toiminnallisten ryhmien kanssa proteiinien sivuketjuissa ja happojen kanssa ja tasapainottaa tuman rakennetta. - Formaldehydi muodostaa ristsidoksia aminohappojen sivuketjuissa olevien vapaiden aminoryhmien kanssa.		
	Tekniset tiedot	pH	7,2 ± 0,2	
		Tiheys	1 003	
		Puskurin molariteetti	0,05 M	
	Kiinnitysmenetelmä	Näytteen/fiksatiivin suhde	1:20 (tilavuus)	
		Näytteen paksuus	1 cm	
Kiinnitysaika huoneenlämmössä		5 tuntia, kun näytteen paksuus on enintään 5 mm, 1–2 päivää paksummille näytteille		
Pakkaus	Primaaripakkaus: neutraali PP-purkki, jossa sininen PE-kierrekorkki, vesitiivis. Sekundääripakkaus: valkoinen pahvikotelo. Kulutuksen-, veden-, alkoholin- ja liuotteenkestävä PVC-etiketti. Naarmuuntumaton veden- ja alkoholinkestävä muste.			
Ainesosat	Formaldehydi, 4 % w/v	CAS: 50-00-0	CE: 200-001-8	Indeksinro: 605-001-00-5
	Metanoli 0,1 % v/v	CAS: 67-56-1	CE: 200-659-6	Indeksinro: 603-001-00-X
	Natriumfosfaattimonohydraatti, yksiemäksinen 0,15–0,2 % w/v	CAS: 7558-80-7	CE: 231-449-2	–
	Natriumfosfaattidihydraatti, kaksiemäksinen 0,7–0,8 % w/v	CAS: 10028-24-7	CE: 231-448-7	–
	Deionisoitu vesi	–	–	–
Säilytys	Säilytys	Säilytä valmiste 15–25 °C:n lämpötilassa. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.		
	Säilytyslämpötila	15–25 °C		
	Stabiliateetti	Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein.		
	Säilyvyysaika	2 vuotta		
Varoitus	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.		

	Hävittäminen	Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.
	Kuljetus	Kuljetusta ilmateitse ei suositella

VERSION NRO	SYY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	16/05/2022