

BD Discardit™ II, 2-osainen ruisku



- Vahvan männän ansiosta injektointi on miellyttävää ja varmaa, ei riskiä ohivuodoista.
- Kirkkaan muovin ansiosta sisältö näkyy hyvin.
- Asteikko takaa tarkan ja varman annostelun.
- Pysäytin estää männän vetämisen ulos.
- Ergonomisesti muotoiltu mäntä mahdollistaa varman otteen.



BD Discardit™ II

Koko: ml	Kärki/sijainti	Asteikko ml	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
2	Luer/samankeskinen	0,1	100/3000	300928
5	Luer/epäkeskinen	0,2	100/1800	309050
10	Luer/epäkeskinen	0,5	100/1200	309110
20	Luer/epäkeskinen	1,0	80/960	300296

Valmistusmateriaalit

Sylinteri: polypropeeni
Mäntä: polyeteeni
Liukastusaine: amidi

Ei sisällä PVC:tä, ftalaatteja tai lateksia

Pakkausmateriaalit:

paperi
läpinäkyvä muovi
(polyeteeni/polyamidi)
aaltopahvi



Sterilointimenetelmä
eteenioksidi



5 vuotta

CE-merkitty: MDD 93/42/EEC
(luokka I)



Helping all people
live healthy lives

Oy Becton Dickinson
Äyritie 18
01510 Vantaa
Puh. (09) 8870 780
www.bd.com