


BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-osainen ruisku



- Kirkkaan muovin ansiosta sisältö näkyy hyvin.
- Asteikko takaa tarkan ja varman annostelun.
- Silikonilla käsitelty pinta takaa vakaan ja tasaisen liukuvuuden.
- Ergonomisesti muotoiltu mäntä mahdollistaa varman otteen.
- Ulosvetoeste estää männän vetämisen ulos.
- Ei vuoda – varma jopa korkeassa paineessa.
- 100 ml:n ruisku, jossa on katetrikärki, voidaan muuttaa luer-kantaiseksi mukana tulevan sovittimen avulla.
- 50 ml:n Amber-ruisku suojaa valoherkkiä lääkaineita.
- Pakkaus on lateksiton.

Käyttöalueet

- 50 ml:n luer-lock-ruiskut on suunniteltu erityisesti käytettäväksi automaattisten pumppujen kanssa ja ne sopivat useimpiin markkinoilla oleviin pumppuihin. (Katso yhteensopivuustiedot liitteestä.)



Ruiskut ilman neulaa

Koko: ml	Kärki/ sijainti	Asteikko ml	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
20	Luer/Epäkeskinen	1	60/240	301183
20	Luer/Epäkeskinen	1	120/480	300613
30	Luer/Epäkeskinen	1	60/240	301231
50	Luer/Epäkeskinen	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	60/240	300865
50 Perfusion	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	50/100	300137
50 Amber	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	60/240	300869
50 Perfusion Amber	Luer-Lok™/Samankeskinen	1	50/100	300139

Katetrikärjelliset ruiskut

Koko: ml	Kärki/ sijainti	Asteikko ml	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
50	Katetrikärki/samankeskinen	1	60/240	300867
100	Katetrikärki/samankeskinen	2	25/50	300605

Ruiskut, joissa on irrotettava neula

Koko: ml	Neulan koko G x tuumaa	Asteikko ml	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
50 Perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 Perfusion Amber	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

Valmistusmateriaalit

Sylinteri ja mäntä: polypropeeni
Pakkaus: syntetinen isopreeni (lateksiton)
Liukastusaine: silikoniöljy
Kanta ja neulansuojus: polypropeeni
Neula: ruostumaton teräs (AISI 304)
Kiinnitysaine: epoksiharts

Ei sisällä PVC:tä, ftalaatteja tai lateksia

Pakkausmateriaalit:

paperi
läpinäkyvä muovi
(polyeteeni/polyamidi)
aaltopahvi



Sterilointimenetelmä
eteenioksidi



5 vuotta

**CE-merkitty: MDD 93/42/EEC (Luer-ruisku: luokka I)
(Luer-Lok-ruisku: luokka IIa)**



Helping all people
live healthy lives

Oy Becton Dickinson
Ayritie 18
01510 Vantaa
Puh. (09) 8870 780
www.bd.com