

# BD Connecta™ -infuusiohana



- BD Connecta™ -infuusiohanat ovat tulos BD:n jatkuvasta tuotekehityksestä.
- BD Connecta™ -hanasäätimen ansiosta on helppo varmistaa, että hana on täysin auki tai kiinni.
- Uuden polykarbonaattiseoksen ja korkeatasoisen tuotantotekniikan ansiosta hana on entistä kestävämpi.
- Ilman jatkoletkua ja BD Q-syte™ Split septum venttiilitulppaa BD Connecta™ -hanaa voidaan käyttää myös invasiiviseen paineenmittaukseen.
- BD Connecta™ -infuusiohanoja on myös saatavana integroituna BD Q-syte™ Split septum venttiilitulpan kanssa.



Jatkoletku cm	Injektioventtiili	Hanan väri	Täyttömäärä ml	Virtausnopeus suora/sivuportti ml/min	Rasia/laatikko/ kpl	Tuotenumero
Ei	Ei	Valkoinen	0,22	490/415	100/500	394600
Ei	Ei	Valkoinen*	0,22	490/415	100/500	394601
Ei	Ei	Sininen	0,22	490/415	100/500	394602
Ei	BD Q-Syte™	Valkoinen	0,31	490/390	50/500	394501
Ei	Ei	Punainen	0,22	490/415	100/500	394605
7	Kyllä	Valkoinen	0,80	350/305	50/250	394945
10	Ei	Valkoinen	0,80	360/320	50/250	394995
15, micro	Ei	Valkoinen	0,30	86/71	50/250	394982
30, micro	Ei	Valkoinen	0,45	42/43	50/250	394983
25	Ei	Valkoinen	1,50	305/290	20/100	394926
25	Kyllä	Valkoinen	1,50	305/290	20/100	394936
50	Ei	Valkoinen	2,80	260/245	20/100	394951
100	Ei	Valkoinen	5,50	200/190	20/100	394961
100	Kyllä	Valkoinen	5,50	200/190	20/100	394971

\* mukana 2 värikoodattua tulppaa (punainen ja sininen)

#### Valmistusmateriaalit

Hanan runko: polykarbonaatti  
 Hanan nappi: polyeteeni  
 Muut osat: polypropeeni, polyeteeni, silikoniöljy  
 silikoni (hanat, joissa on injektioventtiili, ja hanat, joissa on BD Q-syte™)  
 polyvinyylikloridi - pehennin: DINCH (jatkoletkulla varustetut hanat)

Ei sisällä DEHP:tä, ftalaatteja tai lateksia

#### Pakkausmateriaalit:

paperi  
 polyeteeni  
 polyamidi  
 kartonki  
 aaltopahvi



**Sterilointimenetelmä**  
 säteilysterilointi (Beta)



3 vuotta

**CE-merkitty: MDD 93/42/EEC (luokka IIa)**



Helping all people  
 live healthy lives

Oy Becton Dickinson  
 Ayritie 18  
 01510 Vantaa  
 Puh. (09) 8870 780  
[www.bd.com](http://www.bd.com)