


BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-osainen ruisku



- Kirkkaan muovin ansiosta sisältö näkyy hyvin.
- Asteikko takaa tarkan ja varman annostelun.
- Silikonilla käsitelty pinta takaa vakaan ja tasaisen liukuvuuden.
- Ergonomisesti muotoiltu mäntä mahdollistaa varman otteen.
- Ulosvetoeste estää männän vetämisen ulos.
- Kaksinkertaiset renkaat ehkäisevät ohivuotoja.
- Pakkaus on lateksiton.

Ruiskut, joissa on irrotettava neula

Ruiskut, joissa on irrotettava neula, tarjoavat samoja etuja kuin BD Plastipak™ -ruiskut ja BD Microlance™ 3 -neulat.



Ruiskut ilman neulaa

Koko: ml	Kärki/sijainti	Asteikko ml	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
2/2,5	Luer/samankeskinen	0,1	100/800	300185
5	Luer/samankeskinen	0,2	100/400	302187
10	Luer/epäkeskinen	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/samankeskinen	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/samankeskinen	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/samankeskinen	0,2	100/400	300912

Valmistusmateriaalit

Sylinteri ja mäntä: polypropeeni
Pakkaus: synteettinen isopreeni (lateksiton)
Liukastusaine: silikonijöly
Kanta ja neulansuojus: polypropeeni
Neula: ruostumaton teräs (AISI 304)
Kiinnitysaine: epoksihartsi

Pakkausmateriaalit:

paperi
läpinäkyvä muovi
(polyeteeni/polyamidi)
aaltopahvi



Sterilointimenetelmä

eteenioksidi (luer-kantaiset ruiskut / neulalliset ruiskut)
säteilysterilointi (ruiskut, joissa on Luer-Lok™-kanta)



5 vuotta

CE-merkitty: MDD 93/42/EEC
(ruisku ilman neulaa: luokka I)
(ruisku, jossa on neula: luokka II)

Ei sisällä PVC:tä, ftalaatteja tai lateksia



Helping all people
live healthy lives

Oy Becton Dickinson
Äyntie 18
01510 Vantaa
Puh. (09) 8870 780
www.bd.com