

Cellona[®] - kipsikengät alaraajakipseihin



OMINAISUUDET

- Musta kipsikenkä
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Vettä ja likaa hylkivä
- Pohjaprofiili vähentää liukastumisvaaraa
- Lesti on riittävän leveä ja anatomisesti oikean muotoinen
- Hyvä stabiliteetti sekä sivu- että pituussuunnassa
- Tarrakiinnitteiset nauhat
 - > antavat lisätukea
 - > estävät kipsin ja kengän sivuttaisen luisumisen

KÄYTTÖ

- Tavanomaisten kipsisiteiden kanssa esim. Cellona® ja Cellamin®
- Keinokipsisiteiden kanssa esim. Cellacast® ja Cellacast Active®
- Kipsikenkä on kestävä ja toistuvaan käyttöön soveltuva
- Voidaan pestä 30°C (ei kuivausrumpuun)



TUOTEVALIKOIMA

Cellona-kipsikenkä, polyuretaania

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Vasen/ oikea
35429	50860	1 / S	vasen
35430	50861	1 / S	oikea
35431	50862	2 / M	vasen
35432	50863	2 / M	oikea
35433	50864	3 / L	vasen
35434	50865	3 / L	oikea
38527	50869	4 / XL	vasen
38528	50870	4 / XL	oikea

Tarranauha kipsikenkään

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko
79257	50874	100

Cellona-kipsikenkä

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko
05182	16471	P (koko 25-30)
05183	16472	XS (koko 31-34)
05188	16473	S (koko 35-38)
05189	16474	M (koko 39-41)
05193	16475	L (koko 42-43)
05198	16476	XL (koko 44-47)
1007100	90347	XXL (koko 48-50)



Cellona-kipsikenkä, polyuretaania



Cellona-kipsikenkä

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi