

# Cellona® 4-kertainen kalkkikipsilasta



Cellona-kalkkikipsisiteestä voidaan valmistaa lastoja ja vahvistaa kipsisidoksia. Pakattu annostelurasiaan, voidaan käyttää useammassa erässä

Cellona-kipsilasta sopii erinomaisesti suurikokoisten lastojen muovailuun.

Täysin kuivunut 12–24 tunnin kuluttua asettamisesta. Kuormituslujuus saavutetaan 30 minuutissa.

## TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Leveys	Myyntiyksikkö
61613	25500	10 cm	1 kpl
61614	25501	12 cm	1 kpl
61615	25502	15 cm	1 kpl
61616	25503	20 cm	1 kpl

## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

