

Cellona® -pehmuste



OMINAISUUDET

- Kestävä, muotoutuva ja tasainen pehmuste, jossa on ihoystävällinen, kiinnittyvä akrylaattiliimakerros
- Vesihöyryä läpäisevä
- Materiaali 50 % polyesteriä, 30 % polypropyleeniä, 20 % viskoosia

KÄYTTÖ

Kipsin alla potilaan ulkonevien kohtien pehmustamiseen sekä kipsin terävien reunojen pehmustamiseen

TUOTEVALIKOIMA

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Paksuus	Myyntiyksikkö
35628	50812	8 cm x 5 m	2 mm	1 rll
74224	50810	19 x 38 cm	5 mm	10 rll
63417	50811	58 x 100 cm	2 mm	1 rll

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

