


# Kliniderm Hydro Thin

## OHUT HYDROKOLLOIDISIDOS



Kliniderm Hydro Thin -ohut hydrokolloidisidos geeliiytyy joutuessaan kosketuksiin haavaeritteen kanssa. Sidoksen uloin kerros pitää sidoksen kuitenkin kasassa niin, että se ei muutu kokonaan geeliksi. Kosteaa geeliä pitää haava-alueen kosteana ja edesauttaa haavan paranemista. Hydrokolloidisidoksia voidaan käyttää erilaisilla vähän tai kohtalaisesti erittävillä haavoilla kuten esim. palovammoissa, post-operatiivisissa haavoissa sekä hankaumissa tai hiertymissä.

### OMINAISUUDET

- Steriili hydroaktiivinen sidos
- Luo kostean haavanparanemisympäristön
- Valmistettu polymeerimatriisista, jossa on puolilämpäisevä polyuretaankalvokerros
- Ei läpäise bakteereita tai nesteitä
- Voidaan pitää haavalla useita päiviä

### TUOTEVALIKOIMA

Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
1006873	174101	7,5 x 7,5 cm	5 kpl
1006874	174102	10 x 10 cm	5 kpl
1006875	174103	15 x 15 cm	5 kpl
1006876	174104	20 x 20 cm	5 kpl



### MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

**KLINION®**