

Välinehuolto tuoteuutuudet

STERIKING®

AC6 Höyryindikaattori, luokka 6


Kehitetty kaikkien kriittisten prosessiparametrien valvontaan




- Luokan 6 kemiallinen indikaattori varmentaa sterilointiprosessissa saavutetut oikeat olosuhteet
- Toimii osana steriilien tuotteiden hyväksymiskriteerejä
- Steriking® AC6 indikaattoriliuskat on tarkoitettu höyrysterilointiin (134°C, 3,5 min)

Väri muutos: vihreästä -> ruskeaksi

Ennen sterilointia



Steriloinnin jälkeen



Koodi Wipak/Mediq	Kpl/ltk
AC6 / 1009037	250



www.mediq.fi

Tilaukset ja lisätiedot 020 1121510