



# VeriFine® - turvakynäneulat


Kertakäyttöiset VeriFine-turvakynäneulat on varustettu suojamekanismilla, joka aktivoituu injektion jälkeen. VeriFine-turvakynäneulat on valmistettu standardin ISO 23908 mukaisesti, ja ne soveltuvat käytettäväksi yleisimpien insuliinikynäjärjestelmien kanssa.

## TURVALLISUUS

Neulapistotapaturmien välttämiseksi neulan suoja lukittuu automaattisesti injektion jälkeen.



## KÄYTTÖ



Mediğin tuotenro	Neulan koko	Väri	Pakkaus-koko	Valmistajan tuotenro
TURVAKYNÄNEULAT ISO 11608-2, ISO 9626, ISO 23908				
10017985	30 G x 5 mm	lila	100 kpl	SPN-30-5
10017986	30 G x 8 mm	sininen	100 kpl	SPN-30-8

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0197



## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

