

ADAPTIC TOUCH™
NON-ADHERING SILICONE DRESSING

Kaikki, mitä voi
toivoa **silikoniselta**
kontaktipinnalta




Kiinnittymätön silikonisidos

TIETOA TUOTTEESTA

ADAPTIC TOUCH™ on joustava, avoimella verkkorakenteella varustettu silikoninen haavan kontaktikerros, joka on suunniteltu optimoimaan nesteenhallinta ja minimoimaan kipu sidoksen vaihtamisen yhteydessä.

TIETOA TUOTTEEN TOIMINNASTA



Mukavuus

ADAPTIC TOUCH™ auttaa suojaamaan haavaa ja minimoi potilaan kivun ja traumat sidosta vaihdettaessa¹:

- Kehittyneen verkon muotoilun ansiosta sidoksen irrottaminen atraumaattisesti, mikä lisää sekä potilaiden että hoidosta vastaavien henkilöiden tyytyväisyyttä²
- Pehmeästi tarttuva silikonit auttaa estämään toissijaisen sidoksen kiinnittymisen haavaan^{2,3}



In vitro-malli


Toissijaisen sidoksen (alginaatti- tai vaahtosidos) kanssa käytettäessä ADAPTIC TOUCH™ vähentää sidoksen kiinnittymistä^{4*} keskimäärin

88%:lla

Suorituskyky

ADAPTIC TOUCH™-sidoksen huokosten koko on suunniteltu optimaaliseksi⁵:

- Avoin verkkorakenne mahdollistaa tulehdusnesteen vapaan liikkumisen imukykyiseen toissijaiseen sidokseen, mikä minimoi tulehdusnesteen kertymisen ja maseraation riskin^{2,3,5}.
- In vivo -vertailussa Mepiteliin ADAPTIC TOUCH™-sidoksen osoitettiin minimoivan granulaatiokudoksen kasvaminen haavassa ja toissijaisen sidoksen kiinnittyminen haavanpohjaan⁵.



Avoin alue

89%

suurempi kuin Mepitelillä

Mitä tulehdusnesteen
vapaa liikkuminen on



Haavat voivat tuottaa vaihtelevia määriä tulehdusnestettä, joka on poistettava haavanpohjasta maseraation ja haavan tilan heikkenemisen estämiseksi⁶.

Haavan kontaktikerrosta käytettäessä sidoksen on oltava sellainen, että se päästää tulehdusnesteen liikkumaan vapaasti toissijaiseen sidokseen⁶.

Edullisuus

ADAPTIC TOUCH™ -hoidon on osoitettu olevan kustannustehokas kliinisessä käytössä⁷.



Jopa **29%**
edullisempi kuin Mepitel**

Ihon repeytymistä koskeva tapaustutkimus

Potilailla ei ollut kipua paikalleen asettamisen yhteydessä ja hoitajat raportoivat, että⁸:

- ADAPTIC TOUCH™ ei kiinnity hauraaseen ihoon
- Potilasmukavuus on parempaa sidosten vaihdon aikana
- ADAPTIC TOUCH™-sidoksen käytössä ei ole ongelmia

KÄYTTÖTARKOITUS

ADAPTIC TOUCH™ on tarkoitettu kuivien - voimakkaasti tulehdusnestettä erittävien ensimmäisen, toisen tai kolmannen asteen kroonisten haavojen hoitoon, mukaan lukien:

- Säarihaavat (esim. laskimo- tai valtimohaavat, sekamuodot)
- Painehaavat
- Diabeettiset haavat
- Traumahaavat (esim. ihon repeytymät)
- Leikkaushaavat
- Luovutuskohdat
- 1. ja 2. asteen palovammat



Soveltuu käytettäväksi alipaineimuhoidon (NPWT) kanssa lääkärin valvonnassa



ADAPTIC TOUCH™ -sidosta voidaan käyttää potilaille, joiden iho on haurasta tai halkeilevaa²

*Keskimmäiset tulokset. Tuloksena oli -84%:n väheneminen vaahtosidoksen kanssa käytettäessä ja -92%:n väheneminen algiinaattisidoksen kanssa käytettäessä.
** Perustuu Iso-Britannian lääkekorvaushintaan helmikuussa 2014.

Viitteet

1. Ivins, N. ja Harding, K. G. A series of case studies using a non adhering silicone dressing. Poster, EWMA 2011.
2. International case series: Using ADAPTIC TOUCH® Non-Adhering Silicone Dressing: Case Studies. Lontoo: Wounds International, 2013.
3. Stephens S. et al. Evaluation of a non-adhering silicone wound contact dressing with optimised design for the management of dry to heavily exuding wounds. Poster, WIC 2011.
4. Stephens, S. et al. Evaluation of a non-adhering silicone primary wound contact layer. Poster, Wounds UK 2010.
5. Brosnan, P. et al. The design principles of non-adherent materials. Poster, EWMA 2012.
6. Stephens, S. Evaluation of the Free Passage of Fluid Through a Non-Adhering Silicone Wound Contact Layer. 2010.pdf.
7. Bianchi, J. Consensus guidance for the use of Adaptic Touch® non-adherent dressing. Wounds UK 2011.
8. LeBlanc, K. et al Managing Skin Tears in the Elderly Population with Adaptic Touch Non Adhering Silicone Dressing A Case Series. CAWC, 2011.

©2016 Systagenix Wound Management IP Co B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit omistaa, ellei toisin mainita, Systagenix Wound Management IP Co B.V., sen tytäryhtiöt ja/tai lisenssinhaltijat.
5625/SYS/FI/0616/PRBC1460



Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D, PL 115
02201 Espoo, puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

