

Debrisoft® -tuoteperhe

Mikrokuitutyyny ja -tikkari haavapohjan puhdistamiseen

Vain puhdas haava
voi parantua



POISTAA TEHOKKAASTI KATETTA JA BIOFILMIÄ

Kaikentyyppisten katteisten haavojen, haavapohjan ja ympäröivän ihon puhdistamiseen nopeasti ja kivuttomasti. Lyhentää haavan puhdistamiseen käytettävää aikaa merkittävästi sekä lisää hoitomyöntyvyyttä.

- Erikoiskuitujen ja -muotoilun ansiosta mikrokuitutyynyllä pystytään puhdistamaan haavoja hellävaraisen tehokkaasti
- Pehmeä, vahva ja taipuisa rakenne auttaa puhdistamaan haavapohjan ja ympäröivän ihon perusteellisesti

AINUTLAATUINEN TOIMINTATAPA

- Joustavat polyesterikuidut puhdistavat helposti myös epätasaisen haavapohjan
- Kuidut sitovat kuolleen kudoksen ja eritteet
- Käyttö on nopeaa ja helppoa: haavatyyny kostutetaan ja haavaa hierotaan noin 2–4 minuuttia tyynyn pehmeällä puolella
- Äärimmäisen kustannustehokas haavan mekaaninen puhdistamismenetelmä
- Lähes kivuton hoitomuoto
- Lolly-tikkariversio syville haavoille
- Pad-kinnasversio ”taskulla”

TUOTETIEDOT

Tuote	Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkausko
Debrisoft Lolly -tikkari	10018081	33224	5 x 1,9 cm + varsi	5 kpl
Debrisoft Pad mikrokuitutyyny, pieni	10019730	34321	10 x 10 cm	5 kpl
Debrisoft Pad mikrokuitutyyny, iso	10019161	34323	13 x 20 cm	5 kpl

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



0123



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

