

Kliniderm Foam PU-vaahtosidos

LUO SUOTUISAN PARANEMISYMPÄRISTÖN
JA JOUDUTTAA PARANEMISTA



Kliniderm Foam kuuluu viimeisimpään polyuretaanivaahtosidosten sukupolveen. Sidokset ovat miellyttäviä potilaalle ja imevät hyvin haavaeritettä.

KLINIDERM FOAM POLYURETAANIVAHAHTOSIDOS

- on erittäin imukykyinen
- ehkäisee maseraatiota
- ei kiinnity haavaan
- ehkäisee traumaa ja kipua
- voi olla jopa 7 päivää haavalla
- soveltuu käytettäväksi muiden sidosten ja haavanhoitotuotteiden kanssa

SUURI IMUKYKY

Kliniderm Foam imee hyvin haavaeritettä suoraan vaahtosidokseen. Sidoksen päällimmäisen kerroksen erityisen korkea vesihöyryjen läpäisykyky ehkäisee maseraatiota. Kliniderm Foam sidosta käytetään kohtalaisesti tai runsaasti erittäin haavoilla.

INDIKAATIOT

Kliniderm Foam vaahtosidos on tarkoitettu niin akuuteihin kuin kroonisiin haavoihin, kuten esim. säärihaavat, painehaavat, leikkaushaavat, traumaperäiset haavat ja palovammat. Sitä voidaan käyttää myös paljon erittävien haavojen peittosidoksena.

Kiinnittymätön sidos ei sisällä silikonia tai liimaa. Sitä voi myös leikata haluttuun kokoon tai muotoon.

Kliniderm Foam pitää haavan kosteana, jolloin haavan paraneminen nopeutuu. Se voi olla paikallaan enintään 7 vuorokautta.



KLINIDERM FOAM

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
Kliniderm Foam (ilman kiinnitysreunusta)			
1400095	40174810	5 x 5 cm	10 kpl
1400096	40174811	10 x 10 cm	10 kpl
1400097	40174812	15 x 15 cm	10 kpl
1400098	40174813	10 x 18 cm	10 kpl
1400099	40174814	20 x 20 cm	10 kpl
Kliniderm Foam Border (kiinnitysreunuksella)			
1400204	40174815	7,5 x 7,5 cm	10 kpl
1400205	40174816	10 x 10 cm	10 kpl
Kliniderm Foam Heel			
1400202	40174820	10 x 10 cm	5 kpl

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

