

Mepilex® Border Ag

TEHOKAS ANTIMIKROBINEN IMUKYKYINEN ALL-IN-ONE VAAHTOSIDOS

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä^{1,2,3}
- Nopea ja pitkäkestoinen antimikrobinen teho⁵
- Erinomainen ja tehokas eritteiden hallinta
- Pitävä kiinnitys, mutta traumaton sidoksen poisto

Polyuretaani taustakalvo

- Hengittävä
- Suihkunkestävä
- Virus- ja bakteerisuoja

Monikerroksinen imukykyinen vaahtotyyny


- Tiivistetty hopeavaahto imee ja levittää haavaeritettä ja samalla vapauttaa hopeaa haavalle
- Kuitukerros mahdollistaa maksimaalisen eritteiden hallinnan

Safetac®

- Vähentää kipua ja traumaa ennen sidosten vaihtoa, sen aikana ja sen jälkeen¹
- Ei kiinnity kosteaan haavapintaan vaan kuivaan ihoon³
- Sulkee haavan reuna-alueen, vähentäen näin maseraation riskiä⁴

Nopea ja pitkäkestoinen hopeaionien teho

- Antimikrobinen vaikutus 30 minuutissa, jopa 7 päivän ajan⁵




Safetac® teknologia

Safetac® teknologia. Vähemmän kipua ja traumaa.

Safetac on patentoitu kiinnitysteknologia joka minimoi kipua potilaalle ja traumaa haavalle. Safetac-teknologia on saatavilla Mölnlycke Health Caren haavanhoitosidoksissa, mm. Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® ja Mepitac®.

Lisätietoa www.safetac.com




Perinteistä kiinnityssainetta käytettäessä esiintyy ihon kuoriutumista.




Safetac-teknologian tuotteita käytettäessä ei esiinny ihon kuoriutumista.

Käyttöohje Mepilex® Border Ag



Puhdista haava. Poista sidoksen taustapaperi.



Aseta kiinnittyvä puoli haavalle, älä venytä sidosta sitä asettaessasi.

Kuinka Mepilex Border Ag toimii

Mepilex Border Ag on antimikrobinen all-in-one vaahtosidos, joka tehokkaasti imee ja pidättää haavaeritteitä sekä ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Safetac-tekniikan ansiosta sidos vähentää maseraation riskiä sulkemalla haavan reuna-alueet, joten haavaerite ei vuoda ympäröivälle iholle. Safetac-tekniikka mahdollistaa sidoksen vaihtamisen vahingoittamatta haavaa tai ympäröivää ihoa ja aiheuttaen potilaalle vähemmän kipua.

Mepilex Border Ag tappaa haavaan liittyviä taudinaiheuttajia 30 minuutissa ja säilyttää tehonsa jopa 7 päivän ajan. Vähentämällä mikro-organismien määrää, Mepilex Border Ag vähentää myös haavaan liittyvää hajua.

Mepilex Border Ag sidoksen etuja

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä
- Itsekiinnittyvä - Kiinnitystä ei tarvita
- Suihkunkestävä
- Voidaan käyttää kompressiosidosten alla
- Miellyttävä potilaalle käytön aikana
- Voidaan jättää paikoilleen usean päivän ajaksi haavan tilasta riippuen
- Sidoksella ei menetä kiinnittymistehoaan, vaikka haava tarkistettaisiin poistamatta sidosta kokonaan
- Vähäinen ihoärsytyksen tai allergian riski

Käyttöalueet

Mepilex Border Ag on suunniteltu kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille, kuten jalka- ja säärihaavat, painehaavat, syöpähaavat, toisen asteen palovammat, traumaattiset ja kirurgiset haavat, joissa tarvitaan kosteaa haavaympäristöä, eritteiden hallintaa, hellää kiinnittymistä ja antimikrobista tehoa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät pakkauksen käyttöohjeista.



MEPILEX BORDER AG VALIKOIMA (steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopaketti	Kpl/kuljetuspaketti
395200	7,5 x 7,5	5	70
395300	10 x 10	5	50
395400	15 x 15	5	50
395600	15 x 20	5	45
395800	10 x 20	5	35
395700	10 x 25	5	35
395900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum Ag			
382000	18 x 18	5	40
382200	20 x 20	5	40
382400	23 x 23	5	25