

Kliniderm Film

HAAVAKALVOT



KLINIDERM FILM -HAAVAKALVOT

Kliniderm Film -steriili haavakalvo on erityisen sopiva ensimmäisen asteen palovamman, post-operatiivisten haavojen ja ihorikkojen suojaamiseen sekä ennaltaehkäisemään painehaavaamia.

Kliniderm Film -haavakalvoa voidaan käyttää IV-letkustojen kiinnittämiseen sekä toissijaisena haavasidoksena. Se ylläpitää kosteaa haavaympäristöä ja näin ollen sillä on suotuisa vaikutus paranemisprosessiin. Läpinäkyvyyden ansiosta haavaa on helppo tarkkailla kalvon läpi.

- Steriili, läpinäkyvä polyuretaanikalvo
- Ihoystävällinen polyakryyli kiinnitysaineena
- Puoliläpäisevä kalvorakenne, joka mahdollistaa vesihöyryjen ja hapen vaihtuvuuden
- Estää mikro-organismien pääsyn haavaan
- Suihkunkestävä
- Helppo asettaa haavalle

KLINIDERM FILM I.V.

I.V. kanyylin kiinnityssidos

- Läpinäkyvä, kuitukankaalla päällystetyt siivekkeet
- Irtonainen haavatyyny kanyylin alle laitettavaksi
- Läpäisee hyvin ihon kosteushöyryjä, joten ei kerää kosteutta kalvon alle
- Steriili
- Vaihdetaan 3-5 päivän välein
- Koko 8 x 5,5 cm

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
1005697	174420	8 x 5,5 cm	50 kpl
1006744	40514855	6 x 7 cm	50 kpl

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
STERIILIT			
1006733	40514840	4 x 5 cm	50 kpl
1006734	40514841	5 x 7,2 cm	50 kpl
1006735	40514842	10 x 10	50 kpl
1006736	40514843	10 x 12	50 kpl
1006737	40514844	10 x 15	50 kpl
1006738	40514845	10 x 20	50 kpl
1006739	40514846	10 x 25	50 kpl
1006741	40514847	10 x 30	50 kpl
1006742	40514848	15 x 20	50 kpl
1006743	40514849	20 x 30	50 kpl
TEHDASPUHTAAT HAAVAKALVORULLAT			
1006775	40514870	5 cm x 10 m	50 kpl
1006776	40514871	10 cm x 10 m	50 kpl
1006777	40514872	15 cm x 10 m	50 kpl



LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

KLINION®