

# Kliniplast kiinnittyvä haavatyyny, suihkunkestävä



Kliniplast kiinnittyvä, suihkunkestävä haavatyyny on tarkoitettu käytettäväksi vähän tai kohtalaisesti erittämissä haavoissa. Imevän haavatyynyn tarttumista haavaan on ehkäisty erityisen pinnoitteen avulla. Haava-alueen tulee olla puhdas ennen sidoksen asettamista. Huomioi oikea koko haavasidosta valitessasi. Haavasidos on joustava, mutta älä venytä sidosta tai ihoa asettaessasi tuotetta haavalle.

## TUOTE KOOSTUU 4 KERROKSESTA:

- Suihkunkestävä puoliläpäisevä PU-kalvo uloimpana kerroksena estää veden ja muun kosteuden sekä lian pääsemistä haavaan. Samanaikaisesti kuitenkin kalvon läpi pääsee haihtumaan ylimääräistä kosteutta haavalta.
- Pehmeä ja joustava kuitukankainen kerros suojaaa haavaa.
- Hyvälaatuinen hypoallerginen kiinnitys mahdollistaa sidoksen pysyvyyden. Erityistä huomiota on kiinnitetty trauman minimoimiseen sidosta poistettaessa sekä sidosten reunojen rullautumisen ehkäisemiseen.
- Imevän haavatyynyn rakenteessa on otettu huomioon myös sidoksen tarttumattomuus haavaan.

## TUOTEVALIKOIMA

| Mediqn tuotenro | Valmistajan tuotenro | Koko      | Pakkaus-koko |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------|
| 1007033         | 40514200             | 6 x 7 cm  | 60 kpl       |
| 1007034         | 40514201             | 9 x 10 cm | 40 kpl       |
| 1007036         | 40514202             | 9 x 15 cm | 40 kpl       |
| 1007037         | 40514203             | 9 x 20 cm | 30 kpl       |
| 1007038         | 40514204             | 9 x 25 cm | 30 kpl       |
| 1007039         | 40514205             | 9 x 30 cm | 30 kpl       |
| 1007041         | 40514206             | 9 x 35 cm | 30 kpl       |

## LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510  
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

**KLINION®**