

Dauerbinde®

RUNSASELASTINEN KOMPRESSIOSIDE



OMINAISUUDET

Dauerbinde K

58 % puuvillaa, 24 % polyamidia, 10 % viskoosia ja 8 % elastaania. Elastisuus pituussuunnassa noin 170 %. Pinta rosainen.

Dauerbinde F

63 % puuvillaa, 28 % polyamidia, 9 % elastaania. Elastisuus pituussuunnassa noin 180 %. Pinta sileä.

Materiaali on ilmaa läpäisevää, kestäväää ja joustavaa. Se kestää haavaeritteitä, voiteita ja hikeä ja se voidaan pestä 40 asteessa.

KÄYTTÖ

Dauerbinden puristusvoima on suuren venyvyyden takia hyvin muunneltavissa ja siksi se on erityisen sopiva tukemaan ja keventämään rasitusta nyrjähdyksissä, ruhjevammoissa ja nivelten sijoiltaanmenoissa. Sitä käytetään myös raajojen kompressiohoitoon ja sidosten kiinnittämiseen. Dauerbinde-kompressioside tulee poistaa yön tai levon ajaksi.

TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkauskoko
Dauerbinde K			
1203678	105904	6 cm x 7 m	1 kpl
103540	105905	8 cm x 7 m	1 kpl
106668	105900	10 cm x 7 m	1 kpl
107905	105906	12 cm x 7 m	1 kpl
62584	105901	20 cm x 7 m	1 kpl
Dauerbinde F			
106660	105912	8 cm x 7 m	10 kpl
106663	105916	8 cm x 7 m	50 kpl

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

