

CareSens® N POP -blodsockermätaren



Den nya CareSens® N POP -blodsockermätaren gör diabetesvården lättare än tidigare. För att utföra blodsockermätningen placerar du teststickan i mätaren, gör ett instick och ger ditt blodprov, endast 0,5 mikroliter på teststickan. Det färdiga blodsockerresultatet kan avläsas från den upplysta LCD-skärmen 5 sekunder efter provets applicering på CareSens N -teststickan.

För att göra uppföljningen av diabetesvården lättare har CareSens N POP -mätaren efter måltidsmarkering- och alarmfunktion. Från mätarens minne kan man lätt hämta 1, 7, 14, 30 och 90 dagars medelvärdesresultat samt resultaten före måltid. Mätaren kan uppkopplas till dator via USB-porten och resultaten kan bearbetas med SmartLog-programmet.

För att försäkra tillförlitliga blodsockerresultat har CareSens N POP -blodsockermätaren en detektionsfunktion av använda och utgångna teststickor. Mätaren har också en alarmfunktion för låga blodsockermätresultat.

Mätområdet är 1,1-33,3 mmol/l. Andra sockerarter såsom maltos och xylos påverkar inte mätresultaten. Mätarens minneskapacitet är 1000 resultat.



- Kodningsfri, enkel och exakt mätning
- Skonsam, provvolym endast 0,5 mikroliter
- Kort mättid 5 sekunder
- Teststickans hållbarhet 24 månader, även i öppnad förpackning
- SmartLog-program
- Goda alarm- och vårduppföljningsfunktioner
- Detektion av använd och utgången teststicka



Kort mättid

Kodningsfri




Liten provvolym

Blodsockermätning med Care Sens® N POP -mätaren

- Kodningsfri; placera endast teststicken i mätaren, klart för testning
- Liten provvolym 0,5 µl
- Resultat efter 5 sekunder, utan ytterligare kodning eller extra prov



1 Placera teststicken



2 Tillsätt blodprov



3 Resultatet syns efter 5 sekunder på den upplysta skärmen



PRODUKTINFO

| Mediq kod | Produkt | Förpackning |
|-----------|--|-------------|
| 1230666 | CareSens N -blodsockerteststicker | 50 st |
| 1230667 | CareSens N -kontrollösning A och B | 1 st |
| 1231042 | CareSens N -datakabel FTDI | 1 st |
| 1230724 | CareSens N POP blodsockermätare startförpackning | 1 st |


TILLFÖRLITLIG OCH TESTAD PRECISION

- Unik automatisk kodningsmekanism
- Andra sockerarter (maltos, laktos, galaktos eller xylos) stör inte blodsockermätningen

NYTTIGA FUNKTIONER

- Alarmfunktion vid lågt blodsocker (hypoglykemi)
- Alarmfunktion vid mätning efter måltid
- Identifiering av teststickans utgångsdatum
- Tydlig, upplyst LCD-skärm

KLINISKT UTFÖRANDE



TILLÄGGSUPPGIFTER

Heikki Hirvasniemi, produktchef

Tel. 020 112 1632, heikki.hirvasniemi@mediq.com

ORDER

Mediq Suomi Oy, PB 115, 02201 Esbo, Telefon 020 112 1510
Fax 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi