



# CareSens® Dual -veren-sokeri- ja ketoainemittari

Monipuolisella CareSens Dual -mittarilla voidaan mitata glukoosin lisäksi myös ketoaineet verestä. Mittaaminen on tehty käyttäjälle helpoksi. Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja laitetaan verinäyte testiliuskalle. Valmis verensokeritulokset on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-näytöltä. Viimeisin standardin mukaisuus ja mittaustarkkuus EN ISO 15197:2015 (ISO 15197:2013).

Mittarissa on ennen ja jälkeen aterian sekä paastomerkinäyttötoiminnot ja mittari laskee automaattisesti 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvotulokset. Aterian jälkeinen hälytystoiminto, kolme aikahälytystä, vanhentuneen liuskan merkinäyttötoiminto, ketoainehälytys sekä henkilökohtaiset ala- ja yläraja-arvot. Muistipaikat 1000 mittaustulokselle. Tulokset luetaan suurelta valaistulta LCD-näytöltä ja liuska voidaan vapauttaa mittarista liuskanpoistajalla.

Langaton Bluetooth Smart 4.0 (BLE) -yhteys älypuheliin. Lisäksi mittari voidaan liittää USB-portin kautta tietokoneeseen. Suomen- ja ruotsinkielinen SmartLog-ohjelma sekä -sovellus mittaustulosten käsittelyyn. Viestitoiminto.

Lisähappi tai sokerit, kuten esimerkiksi maltoosi eivät häiritse glukoosimittauksia. Aloituspakkaus on mittari, pistolaite ja lansetteja sekä CareSens PRO -testiliuskoja 10 kpl.

## TEKNISET TIEDOT GLUKOOSI:

- Näytemäärä 0,4 µL
- Mittausaika 5 sekuntia
- Mittausalue 0,6–33,3 mmol/L
- Menetelmä GDH-FAD
- Automaattinen koodaus
- Näyte: tuore kapillaari-, laskimo-, neonataali- ja valtimokokoveri

## TEKNISET TIEDOT KETOAINIET:

- Näytemäärä 0,5 µL
- Mittausaika 8 sekuntia
- Mittausalue 0,1–8,0 mmol/L
- Menetelmä β-Hydroksibutyraatti dehydrogenaasi
- Automaattinen koodaus
- Näyte: tuore kapillaari- ja laskimokokoveri



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0123

CareSens™ Dual



## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

