

CareSens® Dual

CARESENS PRO GLUKOOSI- JA KETOSENS-KETOAINETESTILIUSKAT



CareSens PRO -glukoositestiliuska ja Ketosens-ketoainetestiliuska ovat uudet mittaliuskat Suomen toiseksi suosituimman CareSens N -mittaliuskan* valmistajalta. CareSens PRO -glukoositesti perustuu glukoosidehydrogenaasimenetelmään, eikä täten ole herkkä lisätylle hapelle. CareSens Dual -verensokeri- ja ketoainemittari täyttää kaikki uuden ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset jopa standardin vaatimuksia tiukemmalla mittaustarkkuudella +/- 10 %**. Ketosens-ketoainemittaliuskan ominaisuudet, kuten pieni näytekoko, mittaliuskalämpötila ja mittausaika ovat markkinoiden parhaimmista. CareSens Dual -mittari on varustettu myös langattomalla tiedonsiirrolla älypuhelimien, jonne mittaustiedot voidaan tarvittaessa automaattisesti tallentaa ja jakaa edelleen.

CareSens® PRO -glukoositestiliuska

- 100 % ISO 15197:2013 -standardin mukaisuus
- Erittäin pieni näytemäärä, vain 0,4 mikrolittraa
- Nopea mittaus, 5 sekuntia
- Laaja mittauslämpötila 5–45 °C (säilytys 1–30 °C)
- Mittausalue 1,1–33,3 mmol/l
- Laaja hematokriittialue 15–65 %
- Maltoosi tai ikodekstriini eivät häiritse mittausta
- Happi ei häiritse mittausta
- Kapillaari- ja laskimoverinäytteille
- Glukoosidehydrogenaasimenetelmä (GDH-FAD)
- Helposti avattavassa liuskapurkissa 50 mittaliuskaa.
- CareSens Dual- ja PRO -verensokerimittareille

Ketosens-ketoainetestiliuska

- Pieni näytemäärä, vain 0,5 mikrolittraa
- Nopea mittaus, 8 sekuntia
- Mittauslämpötila 15–30 °C (säilytys 4–30 °C)
- Mittausalue 0,1–8,0 mmol/l
- Hematokriittialue 30–60 %
- Erillisfoliopakatut mittaliuskat
- Pakkauskooko 10 mittaliuskaa
- CareSens Dual -verensokeri- ja ketoainemittarille

*Sailab, 2015

** Yangjae Choi -sairaala, 2015

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

