

CareSens® N Premier -verensokerimittari



CareSens® N Premier -verensokerimittari tekee diabeteksen hoidosta entistä helpompaa. Verensokerimittauksen suorittamiseksi aseta testiliuska mittariin, tee ihopistos ja laita verinäyte, vain 0,5 mikrolittraa testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa valaistulta LCD-näytöltä 5 sekunnissa näytteen asettamisesta CareSens N -testiliuskalle. Käytetty liuska poistetaan liuskaa koskettamatta sisäänrakennetulla liuskanpoistajalla.

Diabeteksen hoidon seurannan helpottamiseksi CareSens N Premier -mittarissa on ennen ateriaa-, aterian jälkeen- sekä paastomerkitätoiminnot sekä neljä erilaista hälytystoimintoa. Mittarin muistista voidaan hakea helposti 1, 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvotulokset.

Langaton Bluetooth Smart 4.0 (BLE) -yhteys älypuhelimien. Lisäksi mittari voidaan liittää USB-portin kautta tietokoneeseen. Suomen- ja ruotsinkielinen SmartLog-ohjelma sekä -sovellus mittaustulosten käsittelyyn. Viestitoiminto.

Mittausalue 1,1–33,3 mmol/l. Muut sokerit kuten maltoosi ja ksyloosi eivät häiritse mitattuja tuloksia.

- Verinäytemäärä ja mittausaika 0,5 µL/5 sekuntia
- Mittausalue 1,1–33,3 mmol/l
- Hematokriitti 15–65 %
- Viimeisin standardinmukaisuus ja mittaustarkkuus EN ISO 15197:2015 (ISO 15197:2013)
- Tuttu, suosittu CareSens N -mittaliuska
- Entsyymi glukooksiidaasi
- Monipuoliset ateriamerkinnät
- CareSens N -testiliuskat 24 kk käyttöaika valmistuksesta, myös purkin avaamisen jälkeen
- 4 eri hälytystoimintoa ja hypoglykemiavaroitusta
- Suuri muisti, 1000 muistipaikkaa



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

