

CHIRAPLUS P | Autofusion

Infuusioletkusto, joka estää ilman sisäänpääsyn ja pysähtyy automaattisesti.

Infuusiohoidon uusi aikakausi!



- Suodatin estää ilman sisäänpääsyn
- Esitäyttösuodatin
- Ei sisällä DEHP:tä



Suodatin estää ilman sisäänpääsyn automaattisesti

- ✓ Erikoisvalmisteinen Auto Air Stop -suodatin estää ilman pääsyn tyhjästä infuusiopullosta letkuun.
- ✓ Auto Air Stop -suodatin pitää nestetasot vakaana.



Esitäyttösuodatin

- ✓ Esitäyttösuodatin varmistaa, että letku täyttyy automaattisesti ja järjestelmä pysyy suljettuna, kunnes se yhdistetään.
- ✓ Auttaa ehkäisemään hoitoon liittyviä infektoita.
- ✓ Ei enää sotkuisia roiskeita käsille, lattialle ja vuodevaatteille; auttaa myös vähentämään infuusionesteiden hävikkiä.



Piikin hävitys on turvallista

- Telakointiväline tekee hävittämistä helppoa ja turvallista.



Rullamekanismi

- Erikoisvalmisteinen rullamekanismi takaa tarkat virtauksen säädöt. Letkun voi myös jättää täyttämisen jälkeen paikalleen valmiustilanteita varten.

Nimike	Pakkausmäärä	Tuotekoodi
CHIRAPLUS P -autofuusiosetti	300	CHP576

- ✓ PVC-vapaa taipuisa tippakammio nopeaan ja helppoon esitäyttöön (tiputusnopeus 20 tippaa/ml)
- ✓ DEHP-vapaassa infuusioletkussa on käytetty uuden sukupolven ftalaatittomia pehennysaineita. Ei ftalaattiin liittyvää toksisuutta, potilasturvallisuus taattu
- ✓ Sopii painovoimainfuusioon ja paineinfuusioon (2 baariin asti)
- ✓ Esitäyttötilavuus: 6,46 ml/m
- ✓ Letkun pituus: 180 cm
- ✓ Saatavana myös Y-haaralla varustettuna
- ✓ Pakkaus: sisäpakkauksessa 30 yksikköä, pääpakkauksessa 300 yksikköä

CTI - CHPP|ENG|01|2018

CHIRAPLUS P | Autofusion Set



Mediq Suomi Oy
PL 115, 02201 Espoo, puhelin 020 112 1510,
asiakaspalvelu@mediq.com,
www.mediq.fi

 **CHIRANA T. Injecta**

CHIRANA T. Injecta, a.s., Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá, Slovak Republic
www.t-injecta.sk