



BIO-OPTICA

# Histoentsymaattiset kitit



Liukset ovat käyttövalmiita ja lyofilisoituja.

## TUOTETIEDOT

| Mediqn tuotenro | Tuote                            | Myynti-yksikkö | Valmistajan tuotenro | Käyttö  |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------|---|
| 1703047         | NADH diaphorase 10 ml            | 1 kitti        | 30-30113LY           | Tyypin 1 ja 2 lihassäikeiden erotukseen ihmisen luustolihas kudoksesta  |
| 1703048         | Succinic dehydrogenase 10 ml     | 1 kitti        | 30-30114LY           | Sukkinaattidehydrogenaasin aktiivisuuden määrittämiseen erityisesti ihmisen luustolihas kudoksen mitokondrioista  |
| 1703049         | Cytochrome C oxidase 10 ml       | 1 kitti        | 30-30115LY           | Sytokromi-c-oksidaasin aktiivisuuden määrittämiseen ihmisen luustolihas kudoksesta  |
| 1703050         | Myoadenylate deaminase 10 ml     | 1 kitti        | 30-30116LY           | Myoadenylaattideaminaasin aktiivisuuden määrittämiseen ihmisen luustolihas kudoksesta   |
| 1703051         | Phosphofruktokinase 10 ml        | 1 kitti        | 30-30117LY           | Fosfofruktokinaasin (PFK) entsymaattisen aktiivisuuden määrittämiseen ihmisen luustolihas kudoksesta. Menetelmän avulla voidaan määrittää johtuuko glykogeenin varastointitauti PFK-aktiivisuuden puutteesta vai muista glykogeenin metaboliaan vaikuttavista entsyymeistä. |
| 1703052         | Acid phosphatase 10 ml           | 1 kitti        | 30-30118LY           | Happaman fosfataasin aktiivisuuden määrittämiseen makrofageissa ja lysosomeissa, tunnistaa nekroosin ja regeneraation   |
| 1703053         | Alkaline phosphatase Stain 10 ml | 1 kitti        | 30-30121LY           | Alkalisen fosfataasin aktiivisuuden määrittämiseen, voidaan nähdä fagosytoituneet sekä tulehtuneet kohdat lihaksessa  |
| 1703054         | Esterase 10 ml                   | 1 kitti        | 30-30123LY           | Histokemiallinen menetelmä esteraasi-aktiivisuuden määrittämiseen denervoituneissa lihassäikeissä   |
| 1703055         | Phosphorylase 10 ml              | 1 kitti        | 30-30123LY           | Histokemiallinen menetelmä fosforylaasi-aktiivisuuden määrittämiseen  |
| 1703056         | ATPase 10 ml                     | 1 kitti        | 30-30125LY           | Lihassäikeiden tyypittämiseen   |

## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

**Bio-Optica**  
Improving Pathology