

Suprasorb® H

Kosteaan haavanhoitoon



Steriilin Suprasorb H -hydrokolloidisidoksen indikaatiot: pinnallisiin ei-infektoituneisiin haavoihin, vähän ja kohtuullisesti erittäviin haavoihin. Kaksikerrosrakenne – päällimmäisenä polyuretaanikalvo ja haavaan päin imevä hydrokolloidikerros.

Sidos soveltuu vaikeasti sidottaville ihoalueille ja sitä voidaan leikata. Se on itseliimautuva, soveltuu käytettäväksi avannesidosten kanssa ja suojaamaan haavaa ympäröivää ihoa. Sidosta voidaan käyttää painehaavojen ehkäisyyn. Haavaa voidaan tarkastella sidoksen läpi. Tuote on hartsiton ja lateksiton.

Sidos sopii paine- ja säärihaavoille, 1. ja 2. asteen palovammoille, ihonsiirteiden otto ja -luovutuspaikoille, diabeettisille haavaumille, kirurgisille haavoille ja hiertymille. Sidoksella on erinomainen imukyky. Se on hengittävä ja varmistaa optimaalisen kostean haavaympäristön. Haavaa ympäröivän terveen ihon vaurioitumisriski on minimoitu.

Sidosvaihtojen tiheys: Se, miten usein sidos tulisi vaihtaa, riippuu haavan tilasta ja haavasta tulevan eritteen määrästä. Sidoksen tulisi pysyä haavan päällä mahdollisimman pitkään. Sidos tulee vaihtaa 7 vuorokauden kuluttua tai aikaisemmin, mikäli sidos on täynnä eritettä.

TUOTETIEDOT

Mediqn tuotenro	Tuote	Koko	Pakkaus-koko	Valmistajan tuotenro
40019078	Thin	5 cm x 5 cm	10 kpl	108860
40019079	Thin	5 cm x 10 cm	10 kpl	108861
40019080	Thin	5 cm x 20 cm	10 kpl	108862
40019081	Thin	10 cm x 10 cm	10 kpl	108863
40019082	Thin	15 cm x 15 cm	5 kpl	108864
40019083	Thin	20 cm x 20 cm	5 kpl	108865
40019075	Standard	10 cm x 10 cm	10 kpl	108830
40019076	Standard	15 cm x 15 cm	5 kpl	108831
40019077	Standard	20 cm x 20 cm	5 kpl	108832

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0123

 Lohmann & Rauscher



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

 T&L Co., Ltd.