

tg[®]-putkiharso



OMINAISUUDET

- Käytännöllinen ja aikaa säästävä, saumaton putkiharso
- Ihoystävällinen materiaali, 67 % puuvillaa, 33 % viskoosia
- Voidaan venyttää nelinkertaiseksi alkuperäisestä leveydestään
- Käytetään pitämään haavasidoksia paikallaan, ihotautien hoidossa ja kipsien alla
- Voidaan steriloida 121 °C

KOOT

- Sormi- ja varvassidos: koko 1 tai 2
- Kämmensidos: koko 3 tai 5
- Kyynärpää- ja polvisidos: koko 3, 5, tai 6
- Jalkateräsidos: koko 5, 6, 7 tai 9
- Olkapääsidos: koko 9 tai 12
- Pääsidos: koko 7, 9, tai 12
- Lantiosidos: koko K1 tai K2
- Rintasidos: koko K1 tai K2

TUOTETIEDOT

20 m rulla

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Leveys	Myyntiyksikkö/ tukkupakkaus
22381	24000	1 (1,4 cm)	1/20 rll
22386	24001	2 (2,3 cm)	1/20 rll
22387	24002	3 (3 cm)	1/10 rll
22389	24003	5 (5,5 cm)	1/10 rll
22390	24004	6 (6,5 cm)	1/10 rll
22391	24005	7 (7 cm)	1/18 rll
67745	24006	9 (8,5 cm)	1/12 rll
22392	24007	12 (12 cm)	1/12 rll

10 m rulla

22393	24030	K1 (16 cm)	1/10 rll
22394	24031	K2 (21 cm)	1/10 rll

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET - MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi