



Medela Symphony® -rintapumppu

Edistyksellinen ja tutkimustuloksiin perustuva Symphony-rintapumppu on kehitetty tukemaan äitejä imetysaikana: käynnistämään, kasvattamaan ja ylläpitämään maidoneritystä. Laitteen mukana toimitettava Symphony PLUS -ohjelmakortti sisältää kaksi erilaista pumppausohjelmaa, joilla tuetaan äidin ja vauvan hyvinvointia.



Maidoneritys nopeammin käyntiin

ALOITA-ohjelma tukee maidontuotannon käynnistymisessä ja jäljittelee täysiaikaisen lapsen ensimmäisinä imetyspäivinä käyttämää epäsäännöllistä ja nopeampaa imemis- ja taukorytmiä

PIDÄ-ohjelman 2-Phase Expression -tekniikka jäljittelee täysiaikaisen lapsen vakiintuneen imetyksen aikana käyttämää imemisrytmiä.



- Symphony PLUS -ohjelmakortti ALOITA- ja PIDÄ-ohjelmilla
- Automaattinen alkustimulointi
- Nopea maidon erittyminen
- Hellävarainen imuvaihe
- Imurytmin ja -tehon säätö
- Helppokäyttöinen – helppo puhdistus
- Kahden pullon pulloteline
- Paino 2,9 kg ilman akkua, 3,5 kg akulla
- Toimitus sisältää rintapumpun, pullotelineen ja Symphony PLUS -ohjelmakortin
- HUOM! Jalusta ja pullosetit tilattava erikseen

Symphony-rintapumppu verkkovirralla

- Mediqin tuotenumero 26770
- Valmistajan tuotenumero 024.0102

Symphony-rintapumppu akulla

- Mediqin tuotenumero 1704127
- Valmistajan tuotenumero 024.0202

PersonalFit™ PLUS -pumppusetit

Uuden sukupolven monikäyttöinen pumppusetti Symphony-rintapumpulle. Mullistava muotoilu mahdollistaa yksilöllisen imuasennon ja yhdessä oikean kokoisen rintakupin kanssa tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja pumppaustehokkuuden. PersonalFit PLUS on nopea ja helppo käyttää ja puhdistaa uudelleen.



Symphony One-Day -pumppusetit

Käyttövalmiit päiväkohtaiset pumppusetit. Käyttö max. 8 kertaa 24 tunnin aikana.

Kysy lisätietoa tarvikkeista asiakaspalvelustamme.

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



More info
[medela.com/who](https://www.medela.com/who)



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

