



Suprasorb® Liquacel

Geelityvä kuitusidos

Suprasorb Liquacel vähentää maseraatoriskiä pystysuoran imykykynsä avulla ja siirtämällä eritteen toissijaiseen sidokseen. Suprasorb Liquacel geelii joutuessaan kosketuksiin haavaeritteen kanssa. Geeliiyessään sidos sitoo itseensä haavaeritettä, kuollutta kudosta ja bakteereja.

Suprasorb Liquacel on helposti leikattavissa kuivana ja se on myös helppo asettaa haavalle. Sidos on myös yhtä helposti poistettavissa haavalta, kosteana sen voi poistaa yhtenä kappaleena. Tämä vähentää riskiä sidoksen jäänteiden jäämisestä haavalle.

Käytetään akuuttien ja kroonisten, pinnallisten tai syvien (esim. fistelit), kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen hoitoon.

KÄYTTÖAIHEET (INDIKAATIOT):

- alaraajahaavat
- painehaavat
- diabeetikon haavat
- toisen asteen palovammat
- viiltohaavat, repeämät, hankaumat ja nirhaumat
- traumaperäiset haavat ja haavat, jotka vuotavat herkästi, kuten esim. kirurgisesti tai mekaanisesti puhdistetut haavat
- ihonottokohdat

TUOTETIEDOT

Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkauskoko
40020649	33435	5 x 5 cm	10 kpl
40020650	33436	10 x 10 cm	10 kpl
40020651	33437	15 x 15 cm	5 kpl
40020652	33438	45 x 2 cm	5 kpl

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0123



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

