


Cellona[®] ja Cellona[®] Xtra -kipsiside



Cellona-kipsiside

Cellona-kipsimateriaali perustuu ainutlaatuisen koostumukseen, joka sisältää Alpha-kiteitä: kiinteitä, kulmikkaita kiteitä antamaan lujuutta sekä Beta-kiteitä: hienojakoisia, suomumaisia kiteitä nopeuttamaan kovettumista.

Jähmettymisaika 3-4 minuuttia ja kokonaiskovettumisaika 12-24 tuntia. Kuormituslujuus saavutetaan 30 minuutissa. Suositeltava kasteluveden lämpötila 20-25 °C.

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö
22658	24999	5 cm x 1 m	10 kpl
61020	25000	6 cm x 2 m	10 kpl
61021	25001	8 cm x 2 m	10 kpl
61022	25002	10 cm x 2 m	10 kpl
61023	25003	12 cm x 2 m	10 kpl
61024	25004	15 cm x 2 m	10 kpl
61025	25005	20 cm x 2 m	10 kpl

Cellona Xtra -kipsiside

Cellona Xtra -kipsiside on muuten samanlainen kuin Cellona, mutta jähmettymisaika on 2,5 minuuttia.

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö
67165	25051	8 cm x 3 m	60 kpl
67166	25052	10 cm x 3 m	60 kpl
67167	25053	12 cm x 3 m	48 kpl
67168	25054	15 cm x 3 m	36 kpl
67163	25055	20 cm x 3 m	30 kpl

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

