

Feather kertakäyttöinen, käyttövalmis leikkausveitsi


- Terä ruostumatonta terästä
- Terän muovisuojaus lisää työturvallisuutta ja on helppo poistaa
- Uniikki terän hionta takaa terävän leikkauspinnan
- Gammasteriloitu, sterilointipäivämäärä pakkauksessa
- Varsi on muotoiltu erityisen hyvin käteen sopivaksi
- Laaja valikoima




at the heart of healthcare

Steriilit, kertakäyttöiset Feather-leikkausveitset ja -veitsenterät

| | A | B | C | D |
|--------|---|---|---|---|
| NO. 10 | | | | |
| NO. 11 | | | | |
| NO. 12 | | | | |
| NO. 14 | | | | |
| NO. 15 | | | | |
| NO. 20 | | | | |
| NO. 21 | | | | |
| NO. 22 | | | | |
| NO. 23 | | | | |
| NO. 24 | | | | |



Pakkauksen avaaminen



Teränsuojuksen poistaminen

Feather-leikkausveitsen terän hionta

FEATHER (Kulma: 38°)

Keskilinja

Kärki

Viimeistelyhionta

Hiottu pinta

TOISET VEITSET

Keskilinja

Kärki

Hiottu pinta

Viimeistelyhionta



D pitkävärtinen veitsi



C miniveitsi



B tavallinen veitsi



A irtoterä

Pakkaukset:

- irtoterät 100 kpl / rasia
- veitset 20 kpl / rasia

Koko Mediqn tuotenro Valmistajan tuotenro

Leikkausveitset, tavallinen

| | | |
|----|----------|--------------|
| 10 | 40021414 | M03E/5103012 |
| 11 | 40021377 | M03E/5113012 |
| 12 | 40021415 | M03E/5123012 |
| 15 | 40021378 | M03E/5153012 |
| 20 | 40021413 | M03E/5203012 |
| 21 | 40021416 | M03E/5213012 |
| 22 | 40021341 | M03E/5223012 |
| 23 | 40021417 | M03E/5233012 |
| 24 | 40021418 | M03E/5243012 |

Leikkausveitset, pitkävärtiset

| | | |
|----|----------|--------------|
| 10 | 40020487 | M04E/5104012 |
| 11 | 40009476 | M04E/5114012 |
| 15 | 40020488 | M04E/5154012 |
| 21 | 40020489 | M04E/5214012 |
| 22 | 40020490 | M04E/5224012 |
| 23 | 40020491 | M04E/5234012 |

Leikkausveitsi mini

| | | |
|----|----------|--------------|
| 11 | 40020493 | M05E/5115012 |
| 14 | 40020494 | M05E/5145012 |
| 15 | 40020495 | M05E/5155012 |

Leikkausveitsen terä

| | | |
|----|----------|-------------|
| 10 | 40021969 | M45/5100012 |
| 11 | 40021970 | M45/5110012 |
| 12 | 40021971 | M45/5120012 |
| 15 | 40021972 | M45/5150012 |
| 20 | 40022555 | M45/5200012 |
| 21 | 40022556 | M45/5210012 |
| 22 | 40021973 | M45/5220012 |
| 23 | 40021974 | M45/5230012 |
| 24 | 40009914 | M45/5240012 |

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

CE 0123



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



FEATHER Safety
Razor Co., Ltd