



# HEINE kuituoptiset otoskoopit ja oftalmoskoopit

HEINE – tuotteet huippuammattilaisille

Kestävyys – Takuu 5 vuotta

Suorituskyky – XHL-ksenon halogeenitekniikka: Ihanteellinen värilämpö ja kirkkaus, tarkka diagnoosi

Käytettävyys – Yksilöllinen valon kirkkauden säätö, heijastukseton kuva



*at the heart of healthcare*

## HEINE BETA® 400 -kuituoptinen otoskoopin pääosa

- 4,2-kertainen suurennus mahdollistaa tarkan yksityiskohtien ja vierasesineiden havaitsemisen
- Poikkeuksellisen tekniikan ansiosta laaja, syvä ja terävä näkökenttä yhdellä silmäyksellä
- Helppokäyttöinen: mahdollistaa käytön yhdellä kädellä
- 5 vuoden takuu

Käyttöjännite	Mediain tuotenro	Valmistajan tuotenro
2.5V	40009687	B-001.11.400
3.5V	10016454	B-002.11.400
3.5V LED	20012124	B-008.11.400

MYÖS LED!



## HEINE BETA® 200 -kuituoptinen otoskoopin pääosa

- Tasainen kuituvalo ei muodosta varjoja eikä heijastuksia
- Naarmuuntumaton, 3 x suurentava kääntyvä lasilinssi
- Polttimon sijainti ei häiritse näkökenttää

Käyttöjännite	Mediain tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40019650	B-001.11.500
3,5 V	40019651	B-002.11.500
3,5 V LED	40010478	B-008.11.500

MYÖS LED!



## HEINE BETA® 200 -oftalmoskoopin pääosa

- Ergonomisesti muotoiltu, pölytiivis ja iskunkestävä
- Laaja linssivalikoima, korjausarvot + 40 D...-35 D, asfäärinen optiikka
- 6 erilaista kuvioaukkoa, erillisellä punaisuudenpoistosuodattimella
- Sisältää sinisuodattimen

Käyttöjännite	Mediain tuotenro	Valmistajan tuotenro
2,5 V	40019652	C-001.30.100
3,5 V	10009863	C-002.30.100
3,5 V LED	10017542	C-008.30.100

MYÖS LED!



BETA 200 kuvioaukot



# HEINE BETA-sarjan kädensijat

## BETA kädensijat 3,5V NT300-latauslaitteelle

**BETA L Li-ion -kädensija: sisältää 3,5V Li-ion L -akun ja BETA L -pohjakorkin**

- Mediqin tuotenro 40009439
- Valmistajan tuotenro X-007.99.395
- HEINE Li-ion tarjoaa 50 % vähemmän latausaikaa, tuplasti enemmän toiminta-aikaa ja kestävyttä
- Sammuu automaattisesti, kun kädensija asetetaan NT 300 -latauslaitteeseen – haluttu valon voimakkuus syytty automaattisesti, kun kädensija otetaan seuraavan kerran käyttöön

**Akut ja pohjakorkit BETA L Li-ion -kädensijaan:**

Tuote	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
Akku L Li-ion 3,5 V	10000649	X-007.99.383
BETA L -pohjakorkki	40009466	X-002.99.396



**BETA NT NiMH -kädensija: sisältää 3,5V NiMH-akun ja BETA NT -pohjakorkin**

- Mediqin tuotenro 10004587
- Valmistajan tuotenro X-002.99.411

**Akut ja pohjakorkit Beta NT -kädensijaan**

Tuote	Mediqin tuotenro	Valmistajan tuotenro
Akku NiMH 3.5 V	10022880	X-002.99.315
BETA NT -pohjakorkki	40021665	X-002.99.412



## NT 300 -latauslaite 3,5 V

- Mediqin tuotenro 10000661
- Valmistajan tuotenro X-002.99.495



## BETA-paristokädensija 2,5 V

- Mediqin tuotenro 10006953
- Valmistajan tuotenro X-001.99.118
- Kädensija, pituus 145 mm, Ø 30 mm  
(ei sis. paristoja – C-koko LR14)



# HEINE-otoskooppitarvikkeet

## HEINE AllSpec -kertakäyttösuppilot BETA 400 ja BETA 200 -otoskooppeihin

- Kierrettävä, harmaata muovia


Mediğin tuotenro	Koko	Pakkausko	Valmistajan tuotenro
40025595	Ø 2,5 mm	250 kpl	B-000.11.153
40025589	Ø 2,5 mm	1000 kpl	B-000.11.128
40025591	Ø 2,5 mm	2500 kpl	B-000.11.151
40025594	Ø 4 mm	250 kpl	B-000.11.152
40025588	Ø 4 mm	1000 kpl	B-000.11.127
40025590	Ø 4 mm	2500 kpl	B-000.11.150



## HEINE UniSpec -kertakäyttösuppilot BETA 100 -otoskooppiin

- Painettava, mustaa muovia

Mediğin tuotenro	Koko	Pakkausko	Valmistajan tuotenro
40025593	Ø 2,5 mm	1000 kpl	B-000.11.242
40025592	Ø 4 mm	1000 kpl	B-000.11.241



## Pneumaattiset kärkiosat ja otoskoopin palkeet

Tuote	Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro
Pneumaattinen kärkiosa lasten kk-suppiloon 3 mm, 40 kpl	40019628	B-000.11.141
Pneumaattinen kärkiosa aikuisten kk-suppiloon 5 mm, 40 kpl	40019629	B-000.11.142
Musta palje, Ø 4 cm	10000647	B-000.11.240



## Varapolttimot

Käyttöjännite	Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro
<b>BETA 400 ja BETA 200 -otoskooppeihin</b>		
2,5 V	10005306	X-001.88.077
3,5 V	10000662	X-002.88.078
<b>BETA 100 -otoskooppiin</b>		
2,5 V	10000651	X-001.88.037
3,5 V	10000654	X-002.88.049
<b>BETA 200 -oftalmoskooppiin</b>		
2,5 V	20014314	X-001.88.069
3,5 V	10006920	X-002.88.070

**HUOM.** 2,5 V = paristokäyttöinen, 3,5 V = akkukäyttöinen

Kaikki tuotteet varapolttimeita lukuunottamatta ovat CE-merkittöjä lääkinällisiä laitteita.



### MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

