


AHLSTROM

# Reliance® Solo- -sterilointikääreet

Saumattu SMS/SMS-käareyhdistelmä nopeuttaa ja helpottaa instrumenttikorien pakkaamista.

Ahlstrom Reliance® Solo -kääreet ovat helposti levittyviä ja miellyttäviä käsitellä. Pakkaaminen saumattuun Solo-yhdistelmään on käytännöllistä ja vaivatonta – hyvä laskeutuvuus helpottaa myös aseptista avaamista.

Kaksinkertainen, 100 % synteettinen Reliance® Solo -yhdistelmäkääre toimii luotettavana mikrobisuoja mekaanisen vahvuutensa ja tiiviin kuiturakenteensa ansiosta. Kahden erivärisen SMS-materiaalin, vihreän ja sinisen, yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista.



Pakkausratkaisulta vaadittavat suorituskyvyominaisuudet ohjaavat pakkaajaa materiaalien valinnassa. Arvioitavia asioita ovat pakattava tuote (mm. koko ja paino), sterilointiohjelma, pakkauksen kuljetus- ja säilytysolosuhteet, loppukäyttäjän toimintatavat sekä muut mahdolliset asiakasvaatimukset.

Reliance® Solo on tilattavissa kolmena eri vahvuutena useassa eri koossa.

## Reliance® Solo 200 B/G (86 g/m<sup>2</sup>)

Mediqn tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
10021481	75 x 75 cm	75 kpl	5870086075075
10009615	100 x 100 cm	54 kpl	5870086100100
10015356	120 x 120 cm	54 kpl	5870086120120

## Reliance® Solo 300 B/G (100 g/m<sup>2</sup>)

Mediqn tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
10009684	75 x 75 cm	66 kpl	5864100075075
10001393	100 x 100 cm	54 kpl	5864100100100
10015370	140 x 140 cm	36 kpl	5864100140140
40007526	140 x 180 cm	25 kpl	5864100140180

Reliance® Solo -kääreet soveltuvat höyry-, EO-, FORM- ja VH2O2-sterilointimenetelmille. Täyttävät standardien SFS-EN ISO 11607-1 ja SFS-EN 868-2 vaatimukset.

## Reliance® Solo 400 B/G (120 g/m<sup>2</sup>)

Mediqn tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
10009698	140 x 140 cm	36 kpl	5865120140140

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



### MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

