


Kliniderm-silikoni- verkkosidos haavalle



Kliniderm-silikoniverkkosidos on pehmeä iholla ja sen rakenne mahdollistaa eritteen mahdollisimman hyvän pääsyn toissijaiseen, imevään sidokseen. Sidoksessa itsessään ei ole lähes ollenkaan imukykyä ja näin ollen sen kanssa tulee käyttää imevää toissijaista sidosta kuten Klinion haavatyynyä tai runsaasti erittäville haavoille Kliniderm Superabsorbent -sidosta.

Verkkomainen rakenne minimoi haavaeritteen vuotamista/leviämistä haavan reunoille, jolloin myös maseraation riski pienenee. Verkon avulla haavaerite imeytyy suoraan toissijaiseen sidokseen.

Silikonikiinnitteinen haavaverkko mahdollistaa toissijaisen sidoksen vaihtamisen kivutta ja haavan paranemista häiritsemättä.

Kliniderm-silikonahaavaverkossa on silikonipinnoite vain toisella puolella, jolloin verkkosidos on helppo asettaa ja sitä on helppo käyttää. Yksipuolinen silikonipinta estää myös toissijaisen sidoksen tarttumista haavaan tai kontaktipintaan. Kirkas, läpinäkyvä rakenne helpottaa haavan tarkkailua sidosten vaihtojen yhteydessä ilman kontaktipinnan poistamista.

Kliniderm-silikoniverkkosidos voi olla haavalla maksimissaan 7 päivän ajan.

Kliniderm-silikoniverkkosidosta voidaan käyttää erityyppisillä erittäville haavoilla kuten mm. diabeettiset haavat, painehaavaumat, laskimoperäiset säärihaavat, valtimoperäisissä haavoissa, ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa, leikkaushaavoissa ja trauma-peräisissä haavoissa. Sitä voidaan käyttää myös suojaavana kerroksena alipaineimuhoidossa.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Häiriötön paraneminen ja minimoitu kipu imevää taitosta vaihdettaessa
- Minimoitu maseraatoriski
- Hyvä läpinäkyvyys mahdollistaa haavan tarkkailun verkkosidosta poistamatta
- Yksipuolinen silikonipinnoite mahdollistaa helpon käytön
- Kustannustehokas ratkaisu

Mediqn tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
1006753	40514880	5 x 7,5 cm	10 kpl
1006754	40514881	7,5 x 10 cm	10 kpl
1006755	40514882	10 x 18 cm	10 kpl
1006757	40514884	17 x 25 cm	5 kpl
1006756	40514883	20 x 30 cm	5 kpl

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

KLINION®