

VeriFine® - insuliinikynäneulat

Kertäkäyttöisten VeriFine-kynäneulojen neulapinnan silikonointi yhdessä terävän 3-viisteisen neulahionnan kanssa vähentää pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä.

Neulan ohuen seinämän "thin wall" ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa insuliinin annostelemiseksi. Tämä tekee injektion antamisesta nopeampaa sekä vähentää riskiä insuliinin vuotamisesta neulasta.



Kynäneulan pituus valitaan pistoalueen ihonalaisen rasvakudoksen mukaan ja ne soveltuvat sekä lapsille että aikuisille. VeriFine-kynäneuloja voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa insuliinikynäjärjestelmissä (vakiokierteinen). Kynäneulat on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yhteen pistokseen.



Yhteensopiva mm.

Sanofi Aventis	ClikSTAR, SoloSTAR, JunioSTAR
Lilly	KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Ergo II, Humalog Pen
Novo Nordisk	Flex Touch, NovoPen 3&4&5, Innolet, Flexpen, Victoza, NovoPen Echo
Owen Mumford	Autopen Classic, Autopen Junior
Berlin Chemie	BerliPen Aero, BerliPen Junior

Mediğin tuotenro	Neulan koko	Väri	Pakkaus-koko	Valmistajan tuotenro
------------------	-------------	------	--------------	----------------------

KYNÄNEULAT ISO 11608-2, ISO 9626

10017938	31 G x 5 mm	lila	100 kpl	IPN-31-5
10017939	31 G x 6 mm	sininen	100 kpl	IPN-31-6
10017940	31 G x 8 mm	oranssi	100 kpl	IPN-31-8
10017936	32 G x 4 mm	vihreä	100 kpl	IPN-32-4

Kysy muita neulakokoja asiakaspalvelustamme.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0197



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

