

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

∴ **HEINE EL 3 LED -tutkimusvalaisin**

Yksinkertaisesti kirkas LED-valo



'Laatu' on sana, jota käytetään markkinoinnissa aivan liikaa. Suuret sanat ovat vain sanoja, jos ei voida konkreettisesti osoittaa, mitä etuja ja lisäarvoa tuote tarjoaa loppukäyttäjälle. HEINE ei viljele ylisanoja perusteetta, vaan määrittää ja kuvaa selkeästi tuotteidensa suorituskyvyn, toiminnot ja kestävyys:

SUORITUSKYKY

Yksinkertaisesti kirkas. EL3-LED tuottaa kirkkaan, varjottoman valaistuksen (42 000 luksia / >350 lumenia)*, joka kohdistuu tarkasti tutkittavaan kohteeseen.

HQ-laatuvaatimukset täyttävä LED. LED-valojen uusi standardi: optimaalinen kirkkaus, tasalaatuisuus ja värinasto jokaiseen tutkimustilanteeseen – väriämpötila 5 000K, värinastoindeksi >90 asteikon ollessa 100, ja erikoisindeksi punaiselle värille R9 >80. Tämä takaa luonnolliset värit ja auttaa diagnoosin tarkentamisessa.

Varjoton valaistus. Kätevät ja kompakti valaisinpää (Ø noin 60 mm) mahdollistaa täsmällisen valaistuksen, josta on erityisen paljon hyötyä vaikeasti valaistavissa kohteissa. Optimaalinen valaistus poistaa tutkimusta haittaavat varjot.

*kun käyttöetäisyys on 30 cm.



TOIMINTA

Huoltovapaa ja helppo puhdistaa.

Cool-Touch-muotoiltu suljettu pää tekee desinfiointista turvallista ja helppoa.

Optimaalinen valon kohdennus. Kevyen valaisinpään ja tukevan hanhenkaularren säätäminen on helppoa ja ne pitävät valon täsmälleen halutussa asennossa.

Useita kiinnitysvaihtoehtoja: seinälle, pöydälle tai pyörällä varustettuun telineeseen.



KESTÄVYYS

Viiden vuoden takuu. HEINE ei milloinkaan tingi korkealaatuisten lääkintälaitteiden laadusta. Olemme sitoutuneet tuotantoketjun vertikaaliseen integraatioon; se tarkoittaa, että valvomme itse instrumenttien laatua kaikissa valmistusvaiheissa.

LED-valon lämmönhallinta. LED-valaistusjärjestelmien käyttäminen vaatii lämmönhallintaa, jolla varmistetaan pitkä käyttöikä ja tasalaatuisuus. EL3 LED -tutkimusvalaisimen huolellisesti valitut, lämpöä tasaavat materiaalit varmistavat, että laatu ja suorituskyky pysyvät yhtä hyvinä LED-valon koko käyttöiän ajan (jopa 30 000 tuntia).

TILAUSTIEDOT

EL3 LED -tutkimusvalaisin seinäkiinnityksellä

J-008.27.011

EL3 LED -tutkimusvalaisin pöytäkiinnityksellä [01]

J-008.27.013

EL3 LED -tutkimusvalaisin ja pyörällinen teline, metallirunko [02]

J-008.27.014



TAATTUA LAATUA.
Tuotteiden kehitystyössä ja valmistuksessa noudatetaan ISO 9001/1348 -standardin ja lääkintälaitteita koskevan asetuksen tiukkoja laatuvaatimuksia.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Saksa
Puh: +49 (0) 8152/38-0, Faksi +49 (0) 8152/38-202, Sähköposti: info@heine.com, www.heine.com