


Blue Sensor R-oo-S

Rasitustesteihin, ambulanssiin



Ominaisuudet:

- R-elektrodi on kehitetty erityisesti rasitustesteihin ja ambulanssikäyttöön, mutta se on erinomainen myös pitkäaikaiseen valvontaan, kuten Holteriin tai Telemetryn
- Ihoystävällinen märkä pasta pienentää ihoimpedanssin nopeasti ja takaa luotettavan signaalin
- Laaja pastatyyny (kontaktipinta)
- Vaahtomuovi on erittäin hyvä hikisellä iholla (myös kylmänhikisellä)
- Koko 48 mm
- Pehmeää vaahtomuovia
- Ag/Ag Cl -sensori
- Sivuliitäntä
- Ei sisällä lateksia
- Pakkauskoot: 25/500/1000



- Jos iho on kostea, kuivaa se ennen elektrodien asettamista – näin saat parhaan kontaktin.
- Kun kiinnität elektrodia, älä paina elektrodia pasta-alueelta, ettei pasta puristu liimapinnalle.
- Huom! Sulje avattu pussi (klemmarilla) – pasta säilyy kosteana noin kuukauden.
- Elektrodit tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä, 10°-25°C.
- Pyyhi kostea tai rasvainen iho kuivaksi, elektrodi tarttuu paremmin ja signaalin laatu on hyvä.

Ambu A/S

PL 27

02211 Espoo

FINLAND

Puh. +358 (0)9-801 9100

Fax +358 (0)9-802 5802

www.ambu.com