


Blue Sensor SU-00-A

Lepo EKG



Ominaisuudet:

- Ihoystävällinen märkä pasta pienentää ihoimpedanssin nopeasti, mikä takaa luotettavan signaalin
- Kätevä pakkaus, 10 elektrodia arkilla
- Koko 49 x 33 mm
- Vaahtomuovia
- Ag/Ag Cl -sensori
- Sivuliitäntä
- 4 mm banaaniliitäntä
- Ei sisällä lateksia
- Pakkauskoot: 60/600/1200



- Kun kiinnität elektrodia, älä paina elektrodia pasta-alueelta, ettei pasta puristu liimapinnalle.
- Huom! Sulje avattu pussi (klemmarilla) – pasta säilyy kosteana noin kuukauden.
- Elektrodit tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä, 10°-25°C.
- Pyyhi kostea tai rasvainen iho kuivaksi, elektrodi tarttuu paremmin ja signaalin laatu on hyvä.

Ambu A/S

PL 27

02211 Espoo

FINLAND

Puh. +358 (0)9-801 9100

Fax +358 (0)9-802 5802

www.ambu.com