


# Blue Sensor L-00-S

Pitkäaikaiseen valvontaan



## Ominaisuudet:

- Kuituteippi on hengittävää materiaalia, joten elektrodin voi pitää iholla hyvin muutamia päiviä
- Laaja liimapinta-ala ja kaksoiskiinnitys pitävät elektrodin hyvin paikallaan pitempiäkin aikoja
- Ihoystävällinen märkä pasta
- Sopii myös suuremmille lapsille
- Koko 55 mm
- Ag/Ag Cl -sensori
- Sivuliitäntä
- Ei sisällä lateksia
- Pakkauskoot: 25/500/1000



- Kun kiinnität elektrodia, älä paina elektrodia pasta-alueelta, ettei pasta puristu liimapinnalle.
- Kiinnitä ensin sisempi rinki, se kiinnittyy välittömästi, kiinnitä sen jälkeen kuituteippi, se varmistaa pitkäaikaisen kiinnipysymisen.
- Huom! Sulje avattu pussi (klemmarilla) – pasta säilyy kosteana noin kuukauden.
- Elektrodit tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä, 10°-25°C.
- Pyyhi kostea tai rasvainen iho kuivaksi, elektrodi tarttuu paremmin ja signaalin laatu on hyvä.

## Ambu A/S

PL 27

02211 Espoo

FINLAND

Puh. +358 (0)9-801 9100

Fax +358 (0)9-802 5802

[www.ambu.com](http://www.ambu.com)