

SafeDon™ - hygieniakonsepti

Yleisin tartuntareitti on käsien välityksellä. SafeDon-käsineet tulevat ulos varsi edellä. Käyttäjää ei koske käsineisiin laatikon sisällä tai laatikkoon ottaessaan käsineitä. Tämä ainutlaatuinen pakkauskonsepti vähentää kontaminaatoriskiä. Huolellinen käsihygienia yhdessä SafeDon-hygieniakonseptin kanssa edistää infektioiden torjuntaa.



Varsi edellä

Estää käyttäjää koskemasta käsineiden sormenpäihin ja kämmenpuoleen.

Ajan säästö/tehoisuus

Käyttäjätasavallinen käsinekonsepti mahdollistaa nopean ja helpon käsineiden pukemisen.

Kustannustehokkuus

Käsineet on ladottu ainutlaatuisella menetelmällä, mikä vähentää ulostulevien käsineiden määrän yhteen ja on kustannustehokas.

Innovatiivinen pakkaus

Käsineiden tarjonta laatikosta alhaalta päin, mikä vähentää ilmakontaminaatoriskiä.

Käsineillä on hyvä kemikaalien ja sytostaattien kestävyys.

SafeDon™ SDN 200 -nitrilikäsine

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
40006085	XS	sininen	250 kpl	SDN-200-01
40006090	S	sininen	250 kpl	SDN-200-02
40006091	M	sininen	250 kpl	SDN-200-03
40006092	L	sininen	250 kpl	SDN-200-04
40006093	XL	sininen	230 kpl	SDN-200-05

Telineet

Mediğin tuotenro	Teline	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
40006162	Yhdelle pakkaukselle	20 kpl	GL9665
40006165	Kolmelle pakkaukselle	6 kpl	GL9666




Nitrilikäsine on CE-merkitty lääkinällinen laite. **CE** 2777



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

 Heliomed
Handelsges.m.b.H