



MEDIQ



# Steriking® sterilointi- pussit höyrysterilointiin robotti-instrumenteille

Kehitetty robottikirurgiassa käytettävien instrumenttien  
ja muiden pitkien instrumenttien pakkaamiseen

## Vahva suoja

Erittäin vahva paperi, erittäin vahva suoja

## Erinomainen suoja mikrobien tunkeutumista vastaan

Ylivoimainen suoja bakteereita ja kontaminaatiota vastaan

## Tehokas pakkaus

Säästää huomattavasti aikaa pakkaamisessa

## Aseptinen, puhdas, kuiduton avaaminen

**STERIKING®**



## Innovaatio mahdollistaa merkittäviä kustannus- ja ajansäästöjä sekä alentaa kontaminaatoriskiä

- Pussi mahdollistaa 2-5 kertaa nopeamman pakkaamisen kuin kääre, ja on 2 kertaa nopeampi kuin pakkausten tekeminen leikkaamalla ja sulkemalla rullista
- Yksittäiset instrumentit voidaan pakata ja ne pysyvät steriileinä, vaikka niitä ei käytetä – vähemmän uudelleen käsittelyä
- Vahvat materiaalit pitävät instrumentit steriileinä kuljetuksen ja varastoinnin aikana
- Koot mahdollistavat kaksinkertaisen pussin
- Pakkaus jää kuivaksi sterilointiprosessin jälkeen
- Pidempi säilyvyys steriloinnin jälkeen kuin kääreillä
- Säästää materiaalin kulutuksessa ja vähemmän jätettä verrattuna kääreeseen



Mediqn tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
40007969	200 x 800 mm	400 kpl	SdV10
40007973	250 x 900 mm	400 kpl	SdV20

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



### MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

