

Suprasorb® P sensitive

Silikonikiinnitteinen polyuretaanivaahtosidos



Sidosperhe, joka on suunniteltu vähän erittävistä haavoista runsaasti erittäville haavoille. Sidokset tuovat haavalle suojaa, pehmeyttä ja mukavuutta sekä tehokasta eritteen hallintaa.

Suprasorb P sensitive -sidoksesta on saatavilla kolme eri versiota erilaisille ja erityksen mukaan eriasteisille haavoille: border eli reunuksellinen sidos keskimääräisesti tai runsaasti erittäville haavoille, border lite eli reunuksellinen sidos vähän erittäville haavoille ja non-border eli reunukseton sidos.

SIDOKSET

- Kiinnittyvät hellävaraisesti
- Rajoittavat haavasidoksen riskiä tarttua haavaan kiinni
- Reunukselliset sidokset ovat suihkunkestäviä, suojaavat ulkoiselta bakteeritaltustukselta
- Päästävät vesihöyryn haihtumaan
- Ylläpitävät kosteaa haavan paranemisympäristöä

INDIKAATIOT

- Painehaavat
- Jalka- ja säärihaavat
- Traumaperäiset haavat
- Leikkaushaavat
- Ihonotto- ja siirrekohdat
- Palkeenkielet
- I ja II asteen palovammat

SUPRASORB P SENSITIVE BORDER -SIDOKSET

- 5 kerrosta pehmeyttä herkälle iholle!
- Suojaava uloin kerros
- Superabsorbenttia sisältävä polymeerikerros
- Kuitukangaskerros
- Imevä polyuretaanivaahtokerros
- Optisil -silikoninen haavan kontaktipinta
- Tarttuu hellävaraisesti ihoon ja on helppo poistaa

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0123

TUOTETIEDOT

| Mediğin tuotenro | Valmistajan tuotenro | Koko | Pakkauskoko |
|--|----------------------|----------------|-------------|
| Suprasorb P sensitive border | | | |
| 40010191 | 139068 | 7,5 x 8,5 cm | 10 kpl |
| 40010196 | 139061 | 10 x 10 cm | 10 kpl |
| 40010197 | 139062 | 12,5 x 12,5 cm | 10 kpl |
| 40010198 | 139069 | 15 x 15 cm | 10 kpl |
| 40010199 | 139070 | 20 x 20 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive border lite | | | |
| 40010200 | 139080 | 5 x 5 cm | 10 kpl |
| 40010201 | 139081 | 5 x 10 cm | 10 kpl |
| 40010202 | 139086 | 7,5 x 8,5 cm | 10 kpl |
| 40010203 | 139083 | 10 x 10 cm | 10 kpl |
| 40010204 | 139087 | 9 x 15 cm | 10 kpl |
| 40010205 | 139088 | 10 x 20 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive non-border | | | |
| 40010206 | 139350 | 5 x 5 cm | 10 kpl |
| 40010207 | 139455 | 7,5 x 7,5 cm | 10 kpl |
| 40010208 | 139351 | 10 x 10 cm | 10 kpl |
| 40010209 | 139352 | 10 x 20 cm | 10 kpl |
| 40010210 | 139353 | 15 x 15 cm | 10 kpl |
| 40010211 | 139456 | 15 x 20 cm | 10 kpl |
| 40010213 | 139354 | 20 x 20 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive sacrum | | | |
| 40010214 | 139355 | 17,5 x 17 cm | 10 kpl |
| 40010215 | 139556 | 23 x 23 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive heel | | | |
| 40010216 | 139356 | 23 x 23,5 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive multisite | | | |
| 40010217 | 139357 | 15 x 12 cm | 10 kpl |
| Suprasorb P sensitive multisite border lite | | | |
| 40008045 | 142077 | 7,9 x 9,5 cm | 10 kpl |



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

