

CareSens[®] PRO -glukoositestiliuska



Vaativaan omaseurantaan ja ammattikäyttöön suunniteltu CareSens PRO -mittausjärjestelmä perustuu glukoosidehydrogenaasimenetelmään, eikä täten ole herkkä lisätylle hapelle. Mittaliuska on huipputarkka: CareSens PRO -mittaliuskaa käyttävä CareSens Dual -verensokeri- ja ketoainemittari täyttää kaikki uuden ISO 15197:2013 -standardin vaatimukset, jopa standardin vaatimuksia tiukemmalla mittaustarkkuusalueella +/- 10 %*. CareSens Dual -mittari on varustettu myös langattomalla yhteydellä älypuhelimien, jonne mittaustiedot voidaan tarvittaessa automaattisesti tallentaa ja jakaa edelleen.

- 100 % ISO 15197:2013 -standardin mukaisuus
- Erittäin pieni näytemäärä, vain 0,4 mikrolitraa
- Nopea mittaus, 5 sekuntia
- Laaja mittauslämpötila 5–45 °C (säilytys 1–30 °C)
- Mittausalue 0,6–33,3 mmol/l
- Laaja hematokriittialue 15–65 %
- Maltoosi tai ikodekstriini eivät häiritse mittausta
- Happi ei häiritse mittausta
- Näyte tuore kapillaari-, laskimo-, neonataali- ja valtimokokoveri
- Glukoosidehydrogenaasimenetelmä (GDH-FAD)
- Liuskosten säilyvyys 24 kk
- Liuskapurkin avaaminen ei lyhennä säilyvyyttä
- Pakkauskoko 50 mittaliuskaa
- Helppo, yhdellä kädellä avattava liuskapurkki
- CareSens Dual- ja PRO -verensokerimittareille

* Yangjae Choi -sairaala, 2015

CE

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. 0123

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

