

VERENSOKERIN MOBIILISEURANNAN EDELLÄKÄVIJÄ

# CareSens<sup>®</sup> N NFC -verensokerimittari



Mummo 3.9.2021 11:15  
11,4 mmol/l

Tarkista sokrut lenkin jälkeen!  
- Jani-Petteri

Mummo 3.9.2021 12:37  
5,3 mmol/l

👍 - Jani-Petteri



Helppokäyttöinen ja tarkka lähiluettava CareSens N NFC -verensokerimittari tekee verensokeri-seurannasta helppoa. Mittari soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tyyppin 2 diabeteksen omahoidon tueksi - tieto siirtyy kirjaimellisesti hipaisulla mittarista älypuhelimien SmartLog-mobiilisovellukseen.

CareSens N NFC on jo integroitu kotimaisiin etähoidon ammattilaisjärjestelmiin ja mittari toimii erinomaisesti myös kotihoitokäytössä erityisen helpoksi tehdyn tiedonsiirron ansiosta.

- Verinäytemäärä ja mittausaika 0,5 µL/5 sekuntia
- Mittausalue 1,1-33,3 mmol/l
- Hematokriitti 15-65 %
- Viimeisin standardinmukaisuus ja mittaustarkkuus EN ISO 15197:2015 (ISO 15197:2013)
- Tuttu, suosittu CareSens N -mittaliuska
- Entsyymi glukoosioksidaasi
- Monipuoliset ateriamerkinnät
- Tiedonsiirto NFC-lähikosketuksella
- CareSens N -testiliuskat 24 kk käyttöaika valmistuksesta, myös purkin avaamisen jälkeen



*NFC on ominaisuus, joka mahdollistaa verensokerin mittaustulosten siirron älypuhelimeen, kun mittari asetetaan lähelle Android-älypuhelimta. SmartLog-mobiilisovellus maksutta Google Play-kaupasta. Lue käyttöohjeet ja varmista soveltuvuus ennen käyttöönottoa.*

## MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

