



**V.A.C.<sup>®</sup>**  
Therapy



# Haavan alipaine- imuhoitotuotteet

- V.A.C.<sup>®</sup> -terapia
- V.A.C.<sup>®</sup> -VeraFlo<sup>™</sup>
- Prevena<sup>™</sup>



*at the heart of healthcare*



### ActiV.A.C.-hoitoyksikkö

V.A.C.-hoitojärjestelmä on tutkittu, noninvasiivinen ja kehittynyt menetelmä haavojen hoitoon. Järjestelmä sisältää älykkään hoitoyksikön, joka ylläpitää hallitusti alipainetta haavakohtassa. Haavakohtaan asetettavat, lisävarusteena saatavat erikoisvaahtosidokset varmistavat nesteen jatkuvan poistamisen haavasta, ja SensaT.R.A.C.-tekniikka huolehtii paineen tasaisesta jakautumisesta haava-alueella. ActiV.A.C.-hoitoyksikkö on kannettava hoitojärjestelmä, minkä ansiosta kotona olevien potilaiden ja hoitolaitoksesta kotiutettavien potilaiden haavanhoidon tulokset ovat entistä parempia.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001748</a>	1 kpl	416599.S



### V.A.C.Ulta -hoitoyksikkö

V.A.C.Ulta -alipaineimuhitoon perustuva haavanhoitojärjestelmä on V.A.C.-hoitojärjestelmän kehittyneempi versio. Sen helppokäyttöistä hoitoyksikköä voidaan käyttää kahteen erilaiseen hoitoon. V.A.C.Ulta on integroitu haavanhoitojärjestelmä, jolla annetaan haavan alipaineimuhitoa ja jossa on myös huuhteluhoitovaihtoehto. Sillä voidaan antaa tehokkaaksi todistettua, viimeisimpien käytäntöjen mukaista V.A.C.-alipaineimuhitoa. Lisäksi järjestelmä soveltuu V.A.C. VeraFlo -hoitoon, joka sisältää V.A.C.-hoidon sekä automaattisen, ohjatun paikallisten haavaliuosten syötön ja niiden poiston haavan pohjasta.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001750</a>	1 kpl	ULTDEV01-SE



### InfoV.A.C. ja V.A.C. Ulta -kanisteri 500 ml

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10017221</a>	500 ml	5 kpl	M8275063/5
<a href="#">10001753</a>	500 ml	10 kpl	M8275063/10



### InfoV.A.C. ja V.A.C. Ulta -kanisteri 1000 ml

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001737</a>	1000 ml	5 kpl	M8275093/5



### ActiV.A.C. kanisteri 300 ml

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10017220</a>	300 ml	5 kpl	M8275058/5
<a href="#">10001752</a>	300 ml	10 kpl	M8275058/10

### V.A.C. Simplace EX -sidosetti

Uskomattoman helppokäyttöinen, spiraalinmallinen polyuretaanisidos (PU). Sisältää verkko-maisia (avoimia) huokosia, joiden ansiosta alipaine leviää tasaisesti haavan pohjaan ja edistää granulaatiokudoksen muodostumista ja haavan supistumista. Sidos on hydrofobinen (kosteutta hylkivä) ja siten tulehdusnesteen poistoa tehostava. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imulet-kun ja V.A.C.-kalvon.



Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001739</a>	S / sieni 7,7 x 11,2 x 1,75 cm	5 kpl	M8275046/5
<a href="#">10001736</a>	M / sieni 14,7 x 17,4 x 1,75 cm	5 kpl	M8275045/5

### V.A.C. GranuFoam Bridge -sidosetti

1 x siltasidos, mustalla polyuretaanisienellä ja integroidulla SensaT.R.A.C Pad:lla, 1 x musta polyuretaanisieni, 1 x V.A.C.-kalvoa, 1 x kertakäyttöinen haavamitta.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001735</a>	5 kpl	M8275042/5
<a href="#">40012559</a>	10 kpl	M8275042/10



### V.A.C. GranuFoam Silver -sidosetti

V.A.C. GranuFoam Silver -sidos on avosuolinen, verkkomainen, hopeanharmaa polyuretaani-vahto, joka sisältää mikrohiukkasina sitoutunutta hopeametallia. Mikrohiukkasina oleva hopea-metalli on jakautunut sidokseen tasaisesti, joten hopean annostelu haavaan on jatkuvaa myös sidoksen koon sovittamisen jälkeen. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imulet-kun ja V.A.C.-kalvon.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10017254</a>	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275098/5
<a href="#">10017255</a>	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275096/5
<a href="#">10017253</a>	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	M8275099/5



### V.A.C. GranuFoam -sidosetti

Musta polyuretaanisidos (PU) sisältää verkko-maisia (avoimia) huokosia, joiden ansiosta alipaine leviää tasaisesti haavan pohjaan ja edistää granulaatiokudoksen muodostumista ja haavan supistumista. Sidos on hydrofobinen (kosteutta hylkivä) ja siten tulehdusnesteen poistoa tehostava. Setti sisältää myös SensaT.R.A.C.-imulet-kun ja V.A.C.-kalvon.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40006779</a>	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275051/5
<a href="#">10017290</a>	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	10 kpl	M8275051/10
<a href="#">40006780</a>	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	M8275052/5
<a href="#">10017291</a>	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	10 kpl	M8275052/10
<a href="#">40006781</a>	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	M8275053/5
<a href="#">10017292</a>	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	10 kpl	M8275053/10
<a href="#">10001738</a>	XL / sieni 60 x 30 x 1,5 cm	5 kpl	M8275065/5





## V.A.C. Dermatac GranuFoam -sidossetti

Normaalin V.A.C.-kalvon sijaan, nämä sidossetit sisältävät V.A.C. Dermatac -silikoniakryylihybridikalvon. Helppo asettaa: mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asettaa uudelleen alkuasetuksen yhteydessä. Tiiviys edistää paranemista: suojaa haavaa ylläpitämällä tehokkaan alipainetiivyyden. Ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta.

Mediğin tuoteno	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10010471</a>	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKS
<a href="#">20015671</a>	S / sieni 10 x 7,5 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKS
<a href="#">10010473</a>	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKM
<a href="#">20015673</a>	M / sieni 18 x 12,5 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKM
<a href="#">10010499</a>	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	5 kpl	DTGF05PKL
<a href="#">20015675</a>	L / sieni 26 x 15 x 3,3 cm	10 kpl	DTGF10PKL



## V.A.C. WhiteFoam -sidos

Valkoinen polyvinyylialkoholisidos on tiheä, huokoinen vaahtosidos, jonka V.A.C. GranuFoam -sidos suurempi venymislujuus helpottaa sidoksen asettamista haavan kanaviin ja käytäviin. Sidos on hydrofiilinen (kosteutta imevä) ja pakattu steriilillä vedellä esikostutettuna. Ominaisuuksiensa ansiosta sidos ei tartu helposti haavan pohjaan. Käytetään myös luiden ja jätteiden suojana.

Mediğin tuoteno	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10001742</a>	S / sieni 10 x 7,5 cm	10 kpl	M6275033/10
<a href="#">10001743</a>	L / sieni 10 x 15 cm	10 kpl	M6275034/10



## V.A.C. WhiteFoam -sidossetti

1 x valkoinen polyvinyylialkoholisieni, 1 x V.A.C.-kalvo, 1 x SensaT.R.A.C. Pad -imuletku.

Mediğin tuoteno	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10017294</a>	S / sieni 10 x 7,5 cm	10 kpl	M8275068/10
<a href="#">10017293</a>	L / sieni 10 x 15 cm	10 kpl	M8275067/10

## V.A.C.®-järjestelmän lisätarvikkeet



## SensaT.R.A.C. Pad -imuletkusto

1 SensaT.R.A.C. Pad -imuletku, jossa yhdistäjä ja pikasulkijat.

Mediğin tuoteno	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10001751</a>	10 kpl	M8275057/10



## V.A.C. Drape -kalvo

Mediğin tuoteno	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10001740</a>	30,5 x 26 cm	10 kpl	M6275009/10



## V.A.C. Dermatac -kalvo

Innovatiivinen yhdistelmä, silikoniakryylihybridikalvosidos, joka vie V.A.C.-hoidon uudelle tasolle. Helppo asettaa: mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asettaa uudelleen alkuasetuksen yhteydessä. Tiiviys edistää paranemista: suojaa haavaa ylläpitämällä tehokkaan alipainetiivyyden. Ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta.

Mediğin tuoteno	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuoteno
<a href="#">10010461</a>	24,9 x 21 cm	10 kpl	DTAC10LDP

## V.A.C.-geeli

Kaksipuoleinen geeliliuska sidosten tiivyyden parantamiseen.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001741</a>	14 x 3 cm	10 kpl	M6275026/10



## V.A.C. Y-yhdistäjä

Lisäosa jolla voidaan yhdistää potilaan kaksi haavaa yhteen V.A.C.-terapialaitteeseen.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001744</a>	10 kpl	M6275066/10



## V.A.C.-letkuston korkki

Korkki kanisterin letkuun.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001745</a>	10 kpl	M6275069/10



## ActiV.A.C.-kantolaukku, kertakäyttöinen

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012516</a>	5 kpl	416030-5
<a href="#">40012517</a>	25 kpl	416030-25



## Muut lisätarvikkeet

### Suprasorb CNP EasyDress

EasyDress on nimensä mukaisesti erittäin helppokäyttöinen ja aikaa säästävä, sekä ilmuvoito-kohdat minimoiva tuote VAC-sidosten asettamiseen. Tuote soveltuu erinomaisesti raajojen sidontaan korvaten kalvon käytön VAC-sidonnassa. Suojelee haavaa ympäröivää ihoa, helpottaa työtä ja on potilaalle miellyttävä käytössä. EasyDress "alipaine-pussi" on puolihengittävä, ei aiheuta maseraatiota. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG CE 0123.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40024627</a>	S	5 kpl	34901
<a href="#">40024628</a>	M	5 kpl	34902
<a href="#">40024629</a>	L	5 kpl	34903



## ABThera™ -sidos, avoimen vatsan hoitoon

### ABThera Advance -sidospakkaus

ABThera-sidos, avoimen vatsan hoitoon. Pakkaus sisältää ABThera SensaT.R.A.C.-avoimen vatsan sidokset, 2 x sininen perforoitu ja rei'itetty polyuretaanisieni, 1 x viskeraalinen kaksikerroksinen kalvo polyuretaanikanavilla, 4 x V.A.C.-kalvoa, 1 x SensaT.R.A.C. Pad.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10018930</a>	5 kpl	ABT1055



## V.A.C. VeraFlo™ -huuhteluhoito

V.A.C. VeraFlo -huuhteluhoito yhdistää perinteisen V.A.C.-hoidon ja automatisoidun VeraFlo-huuhteluhoidon. VeraFlo-hoito auttaa puhdistamaan ja parantamaan haavaa paikallisten haavaliuosten avulla.



### V.A.C. VeraFlo -sidossetti

2 spiraalin muotoista vaahtosidosta, 2 V.A.C.-kalvoa, 1 V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad -imuletku.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012537</a>	S / sidos 11 x 8 x 1,8 cm	5 kpl	ULTVFL05SM/NSP
<a href="#">40012571</a>	M / sidos 17 x 15 x 1,8 cm	5 kpl	ULTVFL05MD/NSP
<a href="#">40012536</a>	L / sidos 25 x 15 x 1,6 cm	5 kpl	ULTVFL05LG/NSP



### V.A.C. VeraFlo Cleanse -sidossetti

1 vaahtosidos (61 x 3,2 cm halkaisija), 2 V.A.C.-kalvoa, 1 V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad -imuletku.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012570</a>	M / 61 x 3,2 cm halkaisija	5 kpl	ULTVCL05MD/NSP



### V.A.C. VeraFlo Cleanse Choice -sidossetti

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10021854</a>	M	5 kpl	ULTVCC05MD/NSP



### V.A.C. VeraLink -kasetti

V.A.C. VeraLink -kasetti, jossa yhdistäjä huuhteluliukseen.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001731</a>	5 kpl	ULTLNK0500



### V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo -letkusetti

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001730</a>	5 kpl	ULTDUO0500

## Prevena™ -suljetun leikkaushaavan alipainejärjestelmä

Prevena-tuotevalikoima suljettujen leikkaushaavojen hoitoon, kun vaarana ovat leikkauksen jälkeiset komplikaatiot. Integroitu yhdestä kappaleesta koostuva, itsekiinnittyvä sidos. Haavalle luodaan 125 mmHg alipaine. Prevena-hoitoa voidaan toteuttaa joko Prevenan omalla kertakäyttöisellä laitteella, tai vaihtoehtoisesti V.A.C.-laitteilla.

### Prevena Peel & Place -hoitojärjestelmä 13 cm

1 Prevena 125 -hoitoyksikkö, Prevena Peel and Place -sidos (18 x 6,4 x 1,8 cm) n. 13 cm pitkälle haavalle, 45 ml kanisteri, 1 musta kantolaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapia-laitteelle. Kertakäyttöinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012527</a>	1 kpl	PRE1101

### Prevena Peel & Place -hoitojärjestelmä 20 cm

1 Prevena 125 -hoitoyksikkö, Prevena Peel and Place -sidos (25,4 x 6,4 x 1,8 cm) n. 20 cm pitkälle haavalle, 45 ml kanisteri, 1 musta kantolaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapia-laitteelle. Kertakäyttöinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012553</a>	1 kpl	PRE1001



## Prevena Duo Peel & Place -hoitojärjestelmä 13/13 cm

Prevena 125 hoitoyksikkö, 2 kpl paineenilmaisimen sisältäviä Peel & Place -sidoksia 13/13 cm (13 x 6,4 x 1,8 cm), Prevena Y-yhdistäjä, kiinnityskalvoliuskat, Prevena 45 ml säiliö, 1 musta kantolaukku laitteelle, tarramitta.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10020795</a>	1 kpl	PRE1121



## Prevena Plus Customizable -hoitojärjestelmä

Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, Prevena Plus Customizable -sidos (90 x 9,8 x 1,8 cm) 4 V.A.C.-kalvoa, imuletku, 2 hydrokolloidi tiivisteliuksia, 150 ml kanisteri, 1 musta kantalaukku laitteelle, yhdistäjä V.A.C.-terapialaitteelle. Kertakäyttöinen laite. Käytetään kaareviin tai enintään 90 cm:n pituisiin suoriin leikkaushaavoihin.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10017282</a>	1 kpl	PRE4001



## Prevena Plus Peel & Place -hoitojärjestelmä 35 cm

Paineindikaattorin sisältävä Prevena Peel & Place -sidos (37,5 x 6,6 x 1,8 cm) n. 35 cm pitkälle haavalle, tarramitta, Prevena Plus säiliö Prevena Plus yhdistäjällä, Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, kantolaukku, hoitoyksikön virta- ja laturijohdot. Kertakäyttöinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10020540</a>	1 kpl	PRE3201



## Prevena Restor BellaForm -hoitojärjestelmä

2 erillistä steriiliä Prevena Restor BellaForm -sidosta, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta, Prevena Plus 125 (14) -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi- ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha, Prevena Plus 150 ml kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä steriilissä pakkauksessa, V.A.C. Y-yhdistäjä steriilissä pakkauksessa, käyttöohje ja potilasopas.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10009152</a>	S / 21 x 19 cm	1 kpl	PRE5221
<a href="#">10009153</a>	M / 24 x 22 cm	1 kpl	PRE5321
<a href="#">10009160</a>	L / 29 x 27 cm	1 kpl	PRE5421



## Prevena Restor ArthroForm -hoitojärjestelmä

Steriili Prevena Restor ArthroForm -sidospakkaus, pakkauksessa 1 Prevena Restor ArthroForm -sidos, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta. Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha. Prevena Plus 150 ml -kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä steriilissä pakkauksessa. Käyttöohje ja potilasopas.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10009183</a>	33 x 30 cm	1 kpl	PRE5001
<a href="#">10009187</a>	46 x 30 cm	1 kpl	PRE5101



## Prevena Peel & Place -sidos, ilman laitetta

1 Prevena Peel and Place -sidos, n. 13, 20 tai 35 cm pitkälle haavalle, yhdistäjä V.A.C.-terapialaitteelle.

Mediqn tuotenro	Pituus	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012529</a>	13 cm	5 kpl	PRE1155
<a href="#">10001729</a>	20 cm	5 kpl	PRE1055
<a href="#">10020541</a>	35 cm	5 kpl	PRE3255



## Prevena Plus Customizable -sidospakkaus, ilman laitetta

Yksittäinen sidospakkaus sisältää: Prevena Plus Customizable -sidos (90 x 9,8 x 1,8 cm), 4 V.A.C.-kalvoa, imuletku ja 2 hydrokolloidi tiivisteliuksia. Käytetään kaareviin tai enintään 90 cm:n pituisiin suoriin leikkaushaavoihin.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10001756</a>	5 kpl	PRE4055



## Prevena Restor BellaForm -sidospakkaus, ilman laitetta

Prevena Restor BellaForm -sidospakkaus, 2 Prevena Patch paikkausliuskaa ja haavamitta. Huom. mikäli käytät irrallisia Prevena Restor BellaForm -sidoksia samanaikaisesti molemmissa rinnoissa V.A.C. -laitteen kanssa, tilaa myös V.A.C. Y-yhdistäjä, tilausnumerot: 1301131 tai M6275066/10.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10009161</a>	S / 21 x 19 cm	1 kpl	PRE5255
<a href="#">10009162</a>	M / 24 x 22 cm	1 kpl	PRE5355
<a href="#">10009173</a>	L / 29 x 27 cm	1 kpl	PRE5455



## Prevena Restor ArthroForm -sidokset, ilman laitetta

Sterili Prevena Restor ArthroForm -sidos, 2 Prevena Patch -paikkausliuskaa ja haavamitta. Käyttöohje.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10009193</a>	33 x 30 cm	5 kpl	PRE5055
<a href="#">10009194</a>	46 x 30 cm	5 kpl	PRE5155



## Prevena-kanisteri 45 ml

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">40012528</a>	5 kpl	PRE1095



## Prevena Plus kanisteri 150 ml

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10017283</a>	5 kpl	PRE4095



## Prevena V.A.C.-liitin

Prevena-sidoksen yhdistämiseen V.A.C.-laitteeseen

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10018171</a>	10 kpl	PRE9090




## Prevena Plus 125 -hoitoyksikkö (14 pv)

Prevena Plus 125 (14 pv) -hoitoyksikkö, jossa Prevena Plus -hoitoyksikön laturi- ja virtajohto sekä Prevena Plus -hoitoyksikön kantolaukku ja kaulanauha, Prevena Plus 150 ml -kanisteri Prevena Plus -yhdistäjällä sterilissä pakkauksessa, käyttöohje ja potilasopas.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
<a href="#">10022901</a>	1 kpl	PRE4010



Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.  2797



### MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



KCI USA Inc.

