

H3+™ digitaalinen Holter-tallennin



PIENI JA KOMPAKTI LAITE HOLTERTUTKIMUKSIIN



Tuotteen ominaisuudet

- **Pieni ja kevyt**

H3+™ digitaalinen Holter-tallennin painaa vain 28 g. Niin pieni, että potilaat tuskin huomaavat sitä.

- **3-kanavainen tallennus**

H3+-tallennin tarjoaa 3-kanavaisen tallennuksen tahdistinpiikin tunnistuksella.

- **Kätevä aaltomuotonäyttö**

Täydellinen graafinen näyttö EKG-aaltomuotojen esikatseluun potilaan valmistelun aikana. Näyttää reaaliaikaisen EKG-aaltomuodon näytössä.

- **Vaikuttava 168 tunnin jatkuva tallennus**

Vain yhdellä AAA-paristolla H3+ -tallennin tukee jatkuvaa tallennusta jopa 7 päivän ajan.

- **USB-tiedonsiirto**

Tallenteet ladataan USB-kaapelilla H3+™ Holter -analyysijärjestelmään. Tallenteet voidaan ladata myös tietokoneelta, jossa on Internet-yhteys, Web Upload -ratkaisulla varustettuun skannauskeskukseen.

- **Luokansa paras VERITAS®-analyysi**

H3+-tallennin on yhteensopiva H3+™ Holter -analyysijärjestelmän kanssa, jossa on luokansa parhaat VERITAS-signaalinkäsittely- ja analysointiominaisuudet.

- **Kattava raporttiyhteenveto**

Tallenteet siirretään ja analysoidaan nopeasti H3+™ Holter -analyysijärjestelmässä. H3+™ -järjestelmän kehittyneillä ja tehokkailla tarkistus- ja muokkaustyökaluilla varmistetaan tarkka ja laadukas raportointi.





Tekniset tiedot

Instrumentin tyyppi	Digitaalinen Holter-tallennin
Kanavat	3 kanavan samanaikainen rekisteröinti
Hankitut vakiokytkennät	Modifioitu I, II, III, aVR, aVL, aVF ja V
Sisääntulon impedanssi Sisääntulon dynaamisen alueen elektrodin siirtymätoleranssi Taajuusvaste	Täyttää tai ylittää IEC 60601-2-47:n vaatimukset
Digitaalinen näytteenottotaajuus	180 s/s/kanava, jota käytetään vakiotallennus- ja tallennustilaan
Erikoistoiminnot	Sydämentahdistimen havaitseminen; EKG-näyttö kytkennän aikana
A/D-muunnos	12 bittiä
Varastointi	Sisäinen, haihtumaton muisti; enintään 168 tuntia (7 päivää)
Laitteen luokittelu	Tyyppin CF defibrillaattorinkestävät osat, integroitu virtalähde
Paino	28 grammaa ilman akkua
Mitat	64 x 25 x 19 mm
Akku	1 AAA-alkaliparisto vaaditaan

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0459



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

